

küschall®
designed for life



VÆRDIER (ENGELSK) 4

NYHEDER 6

HISTORIE 7

THE KSL 8

FASTRAMMEKØRESTOLE KÜSCHALL ADVANCE 10

KÜSCHALL K-SERIES 12

FOLDBAR KØRESTOL KÜSCHALL CHAMPION 14

KØRESTOLSOVERSIGT 18

FARVER 20

MYKÜSCHALL 21

DEN EKSKLUSIVE LØSNING 22

KOMPATIBILITET 24

MØD EN BRUGER 26

Følg os på de sociale medier



Küschall AG | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil | Switzerland
Phone +41 (0) 61 487 70 70 | Fax +41 (0) 61 487 70 79 | www.kuschall.com

Invacare A/S | Sdr. Ringvej 37 | 2605 Brøndby
Telefon: +45 36 90 00 00 | www.invacare.dk | denmark@invacare.com

 **küschall**[®]
designed for life

Küschall er et registreret varemærke. Vi har gjort os mange anstrengelser for at sikre, at indholdet af denne brochure er fuldstændig opdateret, når den bliver sendt til trykning. Da der til stadighed vil blive forbedret på produkterne, forbeholder Küschall A/S sig ret til at tilpasse de enkelte modeller. Ved brug af denne brochure eller dele heraf, såvel som anvendelse af billeder skal der søges om skriftlig tilladelse fra Küschall AG Patent. 2018 Copyright © 04/2018, Küschall AG, Switzerland – All rights reserved

INDHOLD



OUR VALUES: STUNNING DESIGN, SWISS PRECISION QUALITY, DRIVING PERFORMANCE & MOBILITY, LIGHTNESS & EASY HANDLING

Küschall is well-known for being at the cutting-edge of manual active wheelchair production, creating design-led models that combine superior driving performance with revolutionary functionality and striking, contemporary aesthetics. Since 1978 and thanks to its founder Rainer Küschall, himself tetraplegic, küschall has developed several new solutions that have improved the quality of life for thousands of people. Being part of the Invacare Group since 1995, küschall constantly pays great attention to innovation and design as well as quality and driving performance.

In 2013, we were proud to celebrate our 35 years of existence with you – 35 years of partnership during which we have strengthened our relationship with you, our clients, whether you are wheelchair users, providers or therapists. We are glad to work for you and will continue with the same values in the future. With a range of eight active wheelchairs of both rigid and foldable types, we hope you will find the product that meets your needs and expectations. Find more information and the very latest news about küschall and its products on the küschall website: www.kuschall.com.

«I hope that your küschall wheelchair will become a trustful, reliable friend.»

Rainer Küschall, Founder of Küschall AG



WHAT KÜSCHALL STANDS FOR, OUR VALUES

Stunning design. At küschall, we truly believe what is most important is not the wheelchair itself, but the person! With their sleek and minimal design, küschall wheelchairs aim to enhance your daily life and activities!

Precision comes first. All küschall wheelchairs have to pass strong quality and field tests when developed, but also each küschall wheelchair is closely examined before leaving the factory. All measurements are checked, and functionality and driving performance tests are performed. There is no compromise: they are all perfect before we ship them to you.

Driving performance & mobility. We aim to develop products which will provide the best possible driving performance and make everyday life easier! Küschall prides itself on its innovation strength, top quality material, smart mechanical assembling solutions to achieve impressive frame rigidity and stiffness, but also high adjustability, to offer you both perfect driving performance and the most efficient and ergonomically correct active sitting position.

Lightness & easy handling. Offering you the best is our goal. Particularly versatile and functional, küschall wheelchairs are also lightweight. They are convenient to handle and easy to transport, and thanks to their compact size, they will also fit in even the smallest places.

«In this year's edition of the catalogue, Küschall will present for the first time users with different conditions – visible and non visible disabilities.»

The Küschall Marketing-Team

Frog Legs forhjul

Med disse ekstremt holdbare forhjul er din kørestol klar til hverdagens kørsel og slitage.

Frog Legs giver uhyre lille rullemodstand og gør kørestolen let at køre på alle typer underlag.

Bredde ca. 36 mm.



Sort rygslag

Dette rygslag til velcroyggen har refleksstribe for bedre at blive set i mørke. Desuden er der en lomme med magnetlås til mindre ejendele.

CarboLife drivringe

- Curve L er velegnet for kørestolsbrugere med komplet håndfunktion. Den innovative profil giver et optimalt ergonomisk greb samtidig med, at det stabiliserer håndledet.
- Gekko har et perfekt ergonomisk greb til brugere med nedsat håndfunktion. Det robuste gummiindlæg, der er fuldt integreret i profilen, øger friktionen og forbedrer yderligere grebet.



HISTORIE

Lancering af **Champion SK** – verdens mindste foldbare fastrammekørestol **2016**

Lancering af den nye **küschall Champion** den første foldbare fastrammekørestol! **2015**

2013 küschall fejrer 35 års jubilæum

Lancering af **küschall Advance** **2012**

2010 Ny generation af **küschall K-Series**

2009 Lancering af **the KSL**

Lancering af **küschall R33** **2007** Lancering af **küschall K-Nova**, en særudgave af k-series med hundredevis af Swarovski® krystaller

Ny fabrik i Witterswil (Schweiz) **2005**

2000 Videreudvikling af **küschall K-Series** familien med AirLite og «Pro» optioner i titanium og carbon

1997 Lancering af **küschall K-Series** familien (K3 og K4)

«küschall design AG» bliver en del af Invacare **1995**

Indvielse af den første fabrik i Allschwil (Schweiz) **1988**

1986 Lancering af **küschall Champion** første generation

Lancering af **küschall Competition:** **1985/**
Den første kørestol med en minimal ramme (monotube)
Rainer Küschall vandt Designer Award fra Museum of Modern Art (MoMA) i New-York **1986**

Grundlæggelse af «Küschall of Switzerland» **1978**

Med **The KSL** ønskede vi at skabe noget lidt ud over det sædvanlige. **The KSL** er den letteste, mest enkle kørestol, men også den mest faste kørestol, vi nogensinde har produceret. For at kunne gøre dette, måtte vi tænke over hver eneste detalje. Ikke bare for at gøre kørestolen lettere og mere robust - men også for at opnå den bedste kvalitet. Resultatet er mere end en kørestol. Det er **The KSL**.

LE



THE KSL LIVE IT



Helt fantastisk og superlet



Vælg mellem fast eller foldbar ryg




Masser af flotte detaljer



Få indgraveret dit eget logo eller navn i forhjulsophænget



Minimalistisk og elegant designet



Carbon aksel

TEKNISKE DATA

THE KSL



Rammevinkel

75°/90°

V-formet eller indsnævret



Sædehøjde

for: 450 – 530 mm

bag: 400 – 480 mm

interval 10 mm



Max. sikker vejhældning

7°



Totalvægt

ca. 6.8 kg



Sædebredde

340 – 440 mm

interval 20 mm



Underbenslængde

350 – 500 mm

interval 10 mm



Venderadius

920 – 1230 mm



Transportvægt uden drivhjul

ca. 4.3 kg



Sædedybde

385 – 485 mm

interval 25 mm



Balancepunkt

80 mm/95 mm/110mm/
125 mm/140 mm



Totalbredde

SB + 170 mm



Max. brugervægt

100 kg



Ryghøjde

270 – 420 mm

interval 15 mm



Rygvinkel

74°/78°/82°/86°/90°



Totallængde

75°: ca. 800 mm

90°: ca. 730 mm

FA

DET
AT

TIL
SKE

10

ADVANCE



En helt fast carbon sædeplade udstyret med fleksible smalle ribber, der giver en perfekt balance mellem komfort og trykfordeling



Smart design med øje for detaljer



Vælg en ekstra forramme med en anden farve eller knævinkel. Skiftes enkelt uden brug af værktøj



Enkel at skille ad uden brug af værktøj ved transport



Vælg stolen designet med din personlige yndlingsfarve



Alt justeres i forhold til sædemodulet, så de bedste køreegenskaber opnås

Det vigtigste er altid brugerens behov. Brugerne fortæller os, hvad de ønsker og har behov for. Derfor har vi med **küschall Advance** udviklet en kørestol, der har individuelle justeringsmuligheder ned til mindste millimeter. På **Advance** tager vi udgangspunkt i et unikt carbonsæde og resten justeres ud fra sædets placering. **Advance** er beregnet til brugeren, som ønsker en enestående aktiv fastrammekørestol, der kan klare at køre overalt og som måske ønsker mulighed for at kunne skifte farve eller knævinkel efter behov.

TEKNISKE DATA

ADVANCE

**Rammevinkel**

75°/90°

V-formet eller indsnævret

**Sædehøjde**for: 450 – 550 mm
bag: 390 – 490 mm
trinløs justerbar**Max. sikker vejhældning**

7°

**Totalvægt**

ca. 8.8 kg

**Sædebredde**340 – 460 mm
interval 20 mm**Underbenslængde**220 – 520 mm
trinløs justerbar**Venderadius**

920 – 1230 mm

**Transportvægt uden drivhjul**

ca. 6.2 kg

**Sædedybde**360 – 520 mm
interval 20 mm**Balancepunkt**80 mm/95 mm/110mm/
125 mm/140 mm
trinløs justerbar**Totalbredde**

SB + 170 mm

**Max. brugervægt**

125 kg

**Ryghøjde**270 – 480 mm
interval 15 mm**Ryg vinkel**

78°/82°/86°/90°/94°

**Totallængde**75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm



HVA ER DIN
DRØM

K-SERIES

K-Series er fremstillet til aktive brugere, som ønsker en flot, super enkel og smart designet kørestol, samtidig med flere justeringsmuligheder af fx balancepunktet for dermed at opnå de bedste køreegenskaber.



Kan designes i et ual af smarte nye farver



K-Series kan vælges i: aluminium, titanium eller carbon



Mange individuelle justeringsmuligheder sikrer en stol, der altid passer perfekt



Mulighed for valg af stropsæde giver en optimal siddestilling og trykfordeling

TEKNISKE DATA

K-SERIES



Rammevinkel

75°/90°

V-formet eller indsnævret



Sædehøjde

for: 450 – 520 mm
bag: 390 – 490 mm
interval 10 mm



Max. sikker vejhældning

7°



Totalvægt

ca. 7,8 kg



Sædebredde

320 – 500 mm
interval 20 mm



Underbenslængde

290 – 480 mm
interval 10 mm



Venderadius

920 – 1230 mm



Transportvægt uden drivhjul

ca. 5,1 kg



Sædedybde

350, 375-525 mm
interval 20 mm



Balancepunkt

80 mm/95 mm/110mm/
125 mm/140 mm



Totalbredde

SB + 170 mm



Max. brugervægt

130 kg (Alu)
120 kg (Ca / Ti)



Ryghøjde

270 – 480 mm
interval 15 mm



Ryg vinkel

74°/78°/82°/86°/90°



Totallængde

75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm



Crashtestet jvf

ISO 7176 19

Champion er vores foldbare
fastrammekørestol. Og nu
er **Champion** optimeret
yderligere med en unik
mulighed, så stolen kan foldes
helt sammen: klar til transport.
Når du skal ud at rejse - på
ferie eller business, eller bare
skal have din højaktive kørestol
med i bilen under transport,
kan der være behov for, at
kørestolen kan blive minimal
og pakkes i en taske.

AT LEVE UDEN GRÆNSTER

14



En foldbar "fastrammekørestol"



Foldes sammen uden brug af værktøj




Den helt unikke foldemekanisme sikrer en helt
fast kørestol



Forrammen kan foldes ind under sædet ved
transport



Verdens mest kompakte kørestol



Lille og klar til transport

CHAMPION

N



TEKNISKE DATA CHAMPION



Rammevinkel
75°/85°
V-formet eller indsnævret



Sædehøjde
for: 450 – 540 mm
bag: 390 – 490 mm
trinløs justerbar



Max. sikker vejhældning
7°



Totalvægt
ca. 9.2 kg



Sædebredde
360 – 480 mm
interval 20 mm



Underbenslængde
320 – 500 mm
trinløs justerbar



Venderadius
920 – 1230 mm



Transportvægt uden drivhjul
ca. 6.7 kg



Sædedybde
340 – 480 mm
interval 20 mm



Totalbredde foldet
ca. 285 mm



Totalbredde
SB + 160 mm



Max. brugervægt
125 kg



Ryghøjde
300 – 465 mm
interval 15 mm



Rygvinkel
76°/80.5°/85°/89.5°/94°



Totallængde
75°: ca. 930 mm
85°: ca. 850 mm







Mærke	THE KSL	KÜSCHALL ADVANCE
Beskrivelse	Super let	En helt ny oplevelse
Model	Fastrammekørestol	Fastrammekørestol
Max. brugervægt	100 kg	125 kg
Totalvægt	ca. 6.8 kg	ca. 8.8 kg
Transportvægt uden drivhjul	ca. 4.3 kg	ca. 6.2 kg
Totallængde	75°: ca. 800 mm 90°: ca. 730 mm	75°: ca. 830 mm 90°: ca. 760 mm
Totalbredde	SB + 170 mm	SB + 170 mm
Totalbredde foldet	N/A	N/A
Rammevinkel	75°/90° V-formet eller indsnævret	75°/90° V-formet eller indsnævret
Sædebredde (SB)	340 - 440 mm (interval 20 mm)	340 - 460 mm (interval 20 mm)
Sædedybde (SD)	385 - 485 mm (interval 25 mm)	360 - 520 mm (interval 20 mm)
Sædehøjde (SH)	for: 450 - 530 mm bag: 400 - 480 mm (interval 10 mm)	for: 450 - 550 mm bag: 390 - 490 mm trinløs justerbar
Underbenslængde (UL)	350 - 500 mm (interval 10 mm)	220 - 520 mm trinløs justerbar
Ryghøjde (RH)	270 - 420 mm (interval 15 mm)	270 - 480 mm (interval 15 mm)
Rygvinkel (RV)	74°/78°/82°/86°/90°	78°/82°/86°/90°/94°
Max. sikker vejhældning	7°	7°
Venderadius	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm
Crash test	-	-

Alle mål og vægtangivelser er baseret på sædebredde 400 mm, sædedybde 400 mm i letteste og mest kompakte konfiguration. Vægt og mål kan variere i forskellige konfigurationer.



KÜSCHALL K-SERIES	KÜSCHALL CHAMPION
Lethed og elegance	Unik foldemekanisme
Fastrammekørestol	Foldbar kørestol
130 kg (Alu) 120 kg (Ca / Ti)	125 kg
ca. 7.8 kg	ca. 9.2 kg
ca. 5.1 kg	ca. 6.7 kg
75°: ca. 830 mm 90°: ca. 760 mm	75°: ca. 930 mm 85°: ca. 850 mm
SB + 170 mm	SB + 160 mm
N/A	ca. 285 mm
75°/90° V-formet eller indsnævret	75°/85° U-formet eller indsnævret forramme
320 – 500 mm (interval 20 mm)	360 - 480 mm (interval 20 mm)
350, 375-525 mm (interval 20 mm)	340 - 480 mm (interval 20 mm)
for: 450 - 520 mm bag: 390 - 490 mm (interval 10 mm)	for: 450 - 540 mm bag: 390 - 490 mm (trinløs justerbar)
290 - 480 mm (interval 10 mm)	320 - 500 mm (trinløs justerbar)
270 - 480 mm (interval 15 mm)	300 - 465 mm (interval 15 mm)
74°/78°/82°/86°/90°	76°/80.5°/85°/89.5°/94°
7°	7°
920 - 1230 mm	920 - 1230 mm
Godkendt	-

FARVER




Chassisfarver	THE KSL	KÜSCHALL ADVANCE	KÜSCHALL K-SERIES	KÜSCHALL CHAMPION
1. Sølvblå	✓	-	✓	✓
2. Mercur blå	✓	✓	✓	✓
3. Mint grøn	-	-	-	✓
4. Elfenbenhvid	✓	✓	✓	✓
5. Neon pink***	-	-	✓	-
6. Neon rød***	-	-	✓	-
7. Pink	✓	-	✓	✓
8. Mat sort	✓	✓	✓	✓
9. Antrasit grå	✓	-	✓	-
10. Sølvblank	-	✓	✓	-
11. Neon grøn***	-	-	✓	-
12. Neon gul***	-	-	✓	-
13. Solgul	✓	✓	✓	✓
14. Dynamisk orange	✓	✓	✓	✓
15. Atom violet	✓	-	✓	✓
16. Blank sort	✓	-	✓	✓
17. Royal blå	-	✓	✓	✓
18. Grå	✓	-	✓	✓
19. Mat rød	-	-	✓	-
20. Bronze	-	-	✓	-
21. Royal rød	✓	✓	✓	✓
22. Flammende lilla	-	-	✓	-
23. Titanium frame	-	-	✓	✓
24. Carbon frame	-	-	✓	✓

* Materiale farver - ingen farveeffekt

** Tilpas din stol med din yndlingsfarve ved hjælp af MYKÜSCHALL


*** 5 ekstra dages levering



Accentfarver	THE KSL	KÜSCHALL ADVANCE	KÜSCHALL K-SERIES	KÜSCHALL CHAMPION
1. Blå	✓	-	✓	✓
2. Arktisk blå	✓	✓	✓	✓
3. Grøn	✓	-	✓	-
4. Tekno grå	✓	✓	✓	✓
5. Krom	✓	✓	✓	✓
6. Champagne	✓	✓	✓	✓
7. Kobber	✓	-	✓	-
8. Komet rød	✓	✓	✓	✓

DU ER DEN VIGTIGSTE DEL AF MYKÜSCHALL TEAMET: DU HAR IDEEN, VI GØR DEN TIL VIRKELIGHED!

MYküschall er en særlig eksklusiv service hos Küschall. Med mere end 35 års erfaring indenfor innovation kan vi tilbyde dig din helt personlige kørestol, der passer perfekt til dine behov og din livsstil. Vi tilbyder at optimere din kørestol med en bred vifte af muligheder. Lige fra tekniske detaljer til et mere æstetisk design - lige efter dit ønske. Kom med dine ideer og ønsker, og vi vil gøre alt for at tilpasse din nye küschall kørestol, så den opfylder dine siddestillingsmæssige krav, og derved forbedrer din komfort og de unikke køreegenskaber. Myküschall dækker lige fra flotte farver til særlig polstring af sæde og ryglæn. Der er et utal af muligheder.




1.



2.



3.



4.

SÆRLIGT

1. Vælg dit helt personlige chassis: få skrevet dit navn, nogle vigtige ord eller din egen underskrift på chassiset.
2. Vil du have nogle andre dæk eller eger? Nogle af dækkene kan oven i købet vælges med farve på!
3. Tilføj lidt farve på dine Spinerger LXX hjul. Egerne kan vælges i sorte, blå, røde, gule, orange, pink eller grønne - vælg evt en speciel kombination af disse farver.
4. Ønsker du en speciel farve på chassiset? Kun din fantasi sætter begrænsninger.

21

MYKÜSCHALL

Vi har samlet vores mest erfarne Küschall medarbejdere, lige fra kundeservice og konstruktion, fremstilling og kvalitet, som alle arbejder dedikeret sammen om at levere sikre løsninger til din drømmestol.



Wheelchairs as unique as you are!



DEN EKSKLUSIVE LØSNING CHAMPION | K-SERIES



Titanium ramme



Spinergy hjul



Titanium rygbøjle



Titanium fodbøjle



Carbon tøjbeskytter



Carbon fodplade

EKSKLUSIVE MULIGHEDER OG KOMPONENTER TIL DEN KVALITETSBEVIDSTE BRUGER

Med det elegante, moderne design kombineret med holdbare letvægtsmaterialer, er küschall K-Series eller küschall Champion det ideelle valg for aktive og kvalitetsbevidste brugere.

Küschall K-Series er designet til aktive brugere, som kræver de bedste

køreegenskaber. Küschall K-Series er alsidig og yderst konfigurerbar og passer til en bred vifte af brugere med forskellige behov. Küschall Champion er den perfekte kørestol til brugeren, som lever et aktivt liv med behov for at tage sin kørestol med sig alle vegne. Med den unikke foldemekanisme samt det lette, minimalistiske design kan küschall Champion bringe dig overalt.



Küschall giver mulighed for at vælge en aktiv kørestol med overlegne køreegenskaber og exceptionel styrke og æstetik. Særligt for dig, der ikke ønsker at gå på kompromis,

er det muligt at vælge enten det robuste og slidstærke Titanium eller det smarte og stilrene Carbon til enten selve kørestolsrammen eller nogle af komponenterne.

RYGGE OG PUDER



Matrx Elite Back



Matrx Elite Deep Back



Vicair puder



Matrx Libra

Matrx faste rygsystem er velegnet for den aktive kørestolsbruger, som har behov for moderat eller let støtte af ryggen.

Matrx er udført i et moderne, let og smart design. **Matrx** giver en stabil og komfortabel støtte og god bevægelsesfrihed. **Matrx** leveres i forskellige højder, bredder og sidestøtter for at opfylde forskellige individuelle ønsker og behov. **Matrx** er justerbar i højde, dybde, horisontal og vertikal vinkel for at give bedst mulig støtte og komfort.

Vicair puderne giver en optimal kombination af trykaflastning, høj kvalitet og stabil positionering. **Vicair** puderne er fyldt med hundredevis af luftceller, der kan sikre en optimal og stabil positionering samtidig med, at puden er let som luft. **Vicair** puderne findes i flere variationer, der sikrer et aktivt liv i en aktiv kørestol. Se evt. særskilt brochure.

Libra er en formpresset, konturformet skumpude, der giver en rigtig god trykaflastning samtidig med en stabil siddestilling. Bagerst sikrer et dobbelt lag af silikone fordelt i to kamre mod shear og giver optimal komfort. **Libra** understøtter funktionelle behov for fx trykaflastning samt behovet for at kunne leve et aktivt liv ved at have en meget let vægt og ved at være vedligeholdelsesfri og trykaflastende i højrisiko. Spørg efter andre anatomisk formede skumpuder.

matrx[®]
SEATING SERIES



HJÆLPEMOTORER



alber twion

Alber twion er en innovativ hjælpemotor, der gøre det lettere for dig at forcere kantstene, ujævnheder og køre op og ned ad bakker. **twion** køres og kontrolleres ved hjælp af drivringene på samme måde, som et traditionelt drivhjul. **twion** er lydløs, smartere, lettere og hurtigere end tilsvarende hjælpemotorer og kan kommunikere via en App på din Smartphone. **twion** kræver relativ god kropskontrol og håndfunktion. **twion** kan køre med en hastighed på op til 10 km/t. **twion** giver dig frihed og nye muligheder for at komme hurtigere, lettere og mere sikkert rundt.



alber e-motion

Med en manuel kørestol er det muligt at komme omkring og være aktiv. Desværre er det for mange kørestolsbrugere alligevel ikke muligt at komme rundt de steder, de gerne vil - selv ikke for dem, som er fysisk stærke. Bakker, kantstene, ujævnheder etc. kan ofte være uoverkommelige forhindringer. **e-motion** hjælpemotor gør det muligt for dig at klare sådanne forhindringer. **e-motion** har flere indstillingsmuligheder og kræver ikke helt så god kropskontrol og håndfunktionen som ved **twion**. Hastigheden for **e-motion** er 6 km/t.



alber e-fix

e-fix gør din manuelle kørestol motoriseret og hjælper dig til at komme rundt på egen hånd, hvis du blot kan kontrollere en joystickstyring. Joystickboksen er overskuelig og forsynet med få, store og brugervenlige knapper og et tydeligt og let læseligt farvedisplay. **e-fix** er lettere, fylder mindre og giver nye muligheder med hensyn til montering og transport i en almindelig personbil. **e-fix** driver kørestolen frem via stolens drivhjul. Det sikrer god manøvrering og god kontakt til underlaget - selv på ujævnt underlag. **e-fix** kan monteres med en særdeles letkørt og brugervenlig ledsagerstyring.



JEG HEDDER JOHANNES OG BOR I BERLIN

og jeg er 26 år. Jeg fik for at par år siden en
inkomplet paraplegi L1.

26

MØD EN BRUGER

En god kørestol er det første skridt til et selvstændigt og aktivt liv. Samtidig er det et af de mest komplicerede valg at vælge en ny kørestol. Den rigtige kørestol påvirker hele din dagligdag. Det er det første, du ser, når du vågner og før du går i seng igen om aftenen.

Jeg var heldig, at det hospital, hvor jeg fik min genoptræning, havde en lang række forskellige kørestole, jeg kunne prøve og teste. Efter at have prøvet flere modeller foreslog min terapeut en küschall K-series, jeg kunne afprøve en uges tid. Og efterhånden som jeg tilbragte mere og mere tid i stolen, og lærte at bruge den, fandt jeg ud af, hvad der var rigtigt for mig.

Det føltes rigtigt fra den første dag, jeg sad i stolen. Så jeg begyndte at se på de forskellige stole fra Küschall. Jeg er den type person, der altid ønsker at optimere ideen om en personlig kørestol, hvor jeg kan vælge hvert parameter og derved gøre stolen til en naturlig del af mit liv.

Så fik jeg øje på The KSL, der kan det hele. Ikke alene er det en ekstrem let stol, der er lavet præcis efter mine mål, men den er også minimalistisk og vildt flot, så jeg faldt for den ved første øjekast. Efter at have afprøvet en küschall K-series, der var tilpasset mine mål, var det let at finde de rigtige mål og vinkler til min nye stol: The KSL.

Da min nye kørestol ankom, var jeg lykkelig.

Den helt faste ramme gør en enorm forskel på, hvordan stolen kører. Kørslen føles mere effektiv og stolen er så solid, at dette alene gør dig mere sikker, når du kører omkring.

For en designbevidst person som mig, der bor i en storby, betyder udseendet meget. The KSL har et minimalistisk og smart design, der passer til alt. Jeg har det også fint med at tage kørestolen ud i skoven, hvis jeg skal ud med min hund. Samtidig er den perfekt, hvis jeg skal en tur byen. The KSL føles altid rigtig lige meget, hvad jeg laver.

Jeg har kørt i en KSL i næsten to år nu. Den er virkelig blevet en del af mig. Den føles som en del af min krop. Jeg har oplevet meget i denne stol. Strande lige fra Østersøen til Middelhavet.

Bakker, bjerge og skove. Den holder perfekt, så jeg behøver aldrig at bekymre mig.

Sådan skal en kørestol være! Det bør aldrig være kørestolen, der begrænser dig i, hvad du vil.

Den skal føles som en del af din krop og aldrig svigte. Du skal altid kunne stole på, at stolen bare fungerer og kører som den skal!

The KSL betyder alt for mig, og jeg føler mig utryk, hvis den er længere væk fra mig end en armslængde.

**THE KSL ER BLEVET EN
DEL AF MIT LIV**





DIN LOKALE PRODUKTSPECIALIST

Invacare Danmark:
www.invacare.dk