



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



## Küschall Champion



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Fauteuil manuel actif pliant par ciseaux.



### Descriptif :

- Châssis en aluminium avec tubes hydroformés
- Kit de personnalisation avec décalcomanies premium
- Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise avec verrouillage passif sur l'assise de série
- Largeur d'assise utile jusqu'à 500 mm.
- Poids max utilisateur : 120 kg
- Poids complet : à partir de 9,2 kg.
- Poids de transport : à partir de 6,7 kg.
- Garantie : 2 ans hors pièces d'usure

### Nouveau :

- Nouvelle génération de dossier de positionnement : **Matrix Elite et Elite Deep E2**
- Nouveaux coloris de châssis : Jaune Flashy et Violet Atomique
- Encore plus de personnalisation : tous les coloris de châssis sont désormais compatibles avec les décalcomanies BOLD !
- Roues arrière Starec 24" et 26" totalement noires

[Découvrez le nouveau configurateur visuel et réalisez votre configuration !](#)

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

**Gagnez du temps : utilisez notre configurateur en ligne pour éliminer les non-compatibilités de premier niveau !**

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Option sans supplément de prix

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

			Euros		
			Prix Public	LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
DHA0031	<input type="checkbox"/> küschall® Champion® - Code LPPR 9124689		3 522,27	3 716,00	603,65
<b>FABRICATION SPECIALE</b>					
DHA0000	<input type="checkbox"/> Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema		Sur devis		
<b>TYPE D'ASSISE</b>					
<b>Châssis</b> (pour les châssis avant rétréci : + 30 mm de longueur de châssis et + 40 mm de largeur hors tout pliée)					
DHA1150	<input type="checkbox"/> Châssis Aluminium 75°	NC : 1350	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
DHA1160	<input type="checkbox"/> Châssis Aluminium 90°	NC : 1350	189,57	200,00	
DHA1170	<input type="checkbox"/> Châssis Aluminium avant rétréci 75° (- 100 mm intérieur potences par rapport à la largeur d'assise)	NC : 1250, 1320, 1325, 7000, 7010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DHA1180	<input type="checkbox"/> Châssis Aluminium avant rétréci 90° (- 100 mm intérieur potences par rapport à la largeur d'assise)	NC : 1250, 1320, 1325, 7000, 7010	189,57	200,00	
<b>Option de châssis</b>					
DHA1250	<input type="checkbox"/> <b>Champion SK</b> : châssis avant rabattable avec système de verrouillage	NC : 1350, 1924 à 1934, 4190, 8700	538,39	568,00	
<b>Largeur d'assise (SW)</b>					
DHA1320	<input type="checkbox"/> 360 mm	NC : 2710, 2742, 2744, 2746, 7000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DHA1325	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 2742, 2744, 7000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DHA1330	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 2744	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DHA1335	<input type="checkbox"/> 420 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DHA1340	<input type="checkbox"/> 440 mm	NC : 2740, 2742	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DHA1345	<input type="checkbox"/> 460 mm	NC : 2740, 2742, 2744	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DHA1350	<input type="checkbox"/> 480 mm (uniquement avec châssis avant rétréci)	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Profondeur d'assise (SD)</b>					
DHA1405	<input type="checkbox"/> 340 mm	NC : 2630, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 7810, 7820, 7830	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	




Pour tout renouvellement de fauteuil, nous vous conseillons de refaire intégralement la prise de mesure. Un changement de génération de fauteuil implique des changements de dimensions ainsi que des modifications du positionnement de l'utilisateur.













Küschall® Champion				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
DHA1415	<input type="checkbox"/>	360 mm		NC : 2710, 2720, 2730, 2742, 2744, 2746, 7810, 7820, 7830	○	○	
DHA1425	<input type="checkbox"/>	380 mm		NC : 2720, 2730, 2744	○	○	
DHA1435	<input type="checkbox"/>	400 mm		NC : 2744	◆	◆	
DHA1445	<input type="checkbox"/>	420 mm			○	○	
DHA1460	<input type="checkbox"/>	440 mm		NC : 2740, 2742	○	○	
DHA1470	<input type="checkbox"/>	460 mm		NC : 2740, 2742, 2744	○	○	
DHA1480	<input type="checkbox"/>	480 mm		NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746	○	○	
<b>Hauteur de dossier (BH)</b>							
DHA1600	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier selon dossier Matrix choisi		NC : 2200, 2220, 2230	○	○	
DHA1615	<input type="checkbox"/>	300 mm	DHA1620 <input type="checkbox"/>	315 mm	NC : 2200, 2240, 2400, 2595	○	○
DHA1625	<input type="checkbox"/>	330 mm	DHA1630 <input type="checkbox"/>	345 mm	NC : 2240, 2595	○	○
DHA1635	<input type="checkbox"/>	360 mm		NC : 2240, 2595	○	○	
DHA1640	<input type="checkbox"/>	375 mm		NC : 2240, 2595	◆	◆	
DHA1645	<input type="checkbox"/>	390 mm		NC : 2240, 2595	○	○	
DHA1650	<input type="checkbox"/>	405 mm		NC : 2240	○	○	
DHA1655	<input type="checkbox"/>	420 mm	DHA1660 <input type="checkbox"/>	435 mm	NC : 2240	○	○
DHA1665	<input type="checkbox"/>	450 mm	DHA1670 <input type="checkbox"/>	465 mm	NC : 2240	○	○
<b>Hauteur d'assise avant (FSTF) - cf tableaux n°1 &amp; 2 pour taille de roues avant possible en fonction de l'angle du châssis</b>							
DHA1740	<input type="checkbox"/>	450 mm		NC : 1946 à 1960	○	○	
DHA1745	<input type="checkbox"/>	460 mm		NC : 1948 à 1960	○	○	
DHA1750	<input type="checkbox"/>	470 mm		NC : 1950 à 1960	○	○	
DHA1755	<input type="checkbox"/>	480 mm		NC : 1952 à 1960	○	○	
DHA1760	<input type="checkbox"/>	490 mm		NC : 1954 à 1960	○	○	
DHA1765	<input type="checkbox"/>	500 mm		NC : 1956 à 1960	◆	◆	
DHA1770	<input type="checkbox"/>	510 mm		NC : 1958, 1960	○	○	
DHA1775	<input type="checkbox"/>	520 mm		NC : 1960	○	○	
DHA1780	<input type="checkbox"/>	530 mm		NC : roues de 3"	○	○	
DHA1785	<input type="checkbox"/>	540 mm		NC : roues de 3" et 4"	○	○	
<b>Hauteur d'assise arrière (RSTF) (Avec châssis 75° : 0 mm &lt; FSTF - RSTF &lt; 70 mm ; avec châssis 90° : 30 mm &lt; FSTF - RSTF &lt; 100 mm) - voir schéma à la fin de la fiche de mesure</b>							
DHA1815	<input type="checkbox"/>	390 mm	DHA1820 <input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 6420, 6430	○	○
DHA1825	<input type="checkbox"/>	410 mm	DHA1830 <input type="checkbox"/>	420 mm	NC : 6430	○	○
DHA1835	<input type="checkbox"/>	430 mm			◆	◆	
DHA1840	<input type="checkbox"/>	440 mm			○	○	
DHA1845	<input type="checkbox"/>	450 mm	DHA1850 <input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 6400	○	○
DHA1855	<input type="checkbox"/>	470 mm	DHA1860 <input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 6400, 6410	○	○
<b>Distance (UL) fauteuil (Avec châssis 75° : UL ≤ FSTF- 30 mm ; avec châssis 90° UL ≤ FSTF- 400 mm) (Pour les UL &lt; 320 mm, voir en fabrication spéciale service Unique)</b>							
DHA1924	<input type="checkbox"/>	320 mm	DHA1926 <input type="checkbox"/>	330 mm	NC : 1250	○	○
DHA1928	<input type="checkbox"/>	340 mm	DHA1930 <input type="checkbox"/>	350 mm	NC : 1250	○	○
DHA1932	<input type="checkbox"/>	360 mm	DHA1934 <input type="checkbox"/>	370 mm	NC : 1250	○	○
DHA1936	<input type="checkbox"/>	380 mm		Si avec option SK (DHA1250) uniquement avec SD ≥ 400 mm	○	○	
DHA1938	<input type="checkbox"/>	390 mm		Si avec option SK (DHA1250) uniquement avec SD ≥ 380 mm	○	○	
DHA1940	<input type="checkbox"/>	400 mm	DHA1942 <input type="checkbox"/>	410 mm		○	○
DHA1944	<input type="checkbox"/>	420 mm			○	○	
DHA1946	<input type="checkbox"/>	430 mm			◆	◆	
DHA1948	<input type="checkbox"/>	440 mm	DHA1950 <input type="checkbox"/>	450 mm		○	○
DHA1952	<input type="checkbox"/>	460 mm	DHA1954 <input type="checkbox"/>	470 mm		○	○
DHA1956	<input type="checkbox"/>	480 mm	DHA1958 <input type="checkbox"/>	490 mm		○	○
DHA1960	<input type="checkbox"/>	500 mm			○	○	
<b>TYPE DE DOSSIER</b>							
DHA2140	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise avec verrouillage passif sur l'assise			◆	◆	
<b>Garniture de dossier</b>							
DHA2200	<input type="checkbox"/>	Standard, avec capitonnage mousse			◆	◆	
DHA2220	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette			68,25	72,00	34,90


**RSTF / Tailles des roues AR**  
 22" : 390 - 440 mm  
 24" : 390 - 460 mm  
 25" : 410 - 480 mm  
 26" : 430 - 480 mm







**UL fauteuil = UL patient - épaisseur coussin**




Küschall® Champion				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
DHA2230	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2350	225,59	238,00	34,90	
DHA2240	<input type="checkbox"/>	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier <b>Matrx</b> commandé	NC : 2410, 2420, 2430, 2450, 2595	○	○		
<b>Dossiers Matrx</b> (NC : Appui-bras tubes. Uniquement compatible avec les poignées réglables en hauteur intégrées (2440) ou sans poignée (2400). La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. Délai supplémentaire + 7 jours). <i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure <b>Matrx</b> !</i>							2300, 2305, 2310, 2315
DHA2300	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx MX2</b> , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 3480	882,46	931,00	838,47*	
DHA2305	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx MX2</b> , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 3480	882,46	931,00	838,47*	
DHA2310	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx MX2</b> , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 3480	882,46	931,00	838,47*	
DHA2315	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx MX2</b> , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 3480	882,46	931,00	838,47*	
DHA2320	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite Deep E2</b> , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	500,47	528,00	838,47*	
DHA2325	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite Deep E2</b> , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	NOUVEAU NC : 3480	500,47	528,00	838,47*	
DHA2335	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NOUVEAU NC : 3480	500,47	528,00	838,47*	
DHA2340	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	500,47	528,00	838,47*	
DHA2345	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	500,47	528,00	838,47*	
DHA2350	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	500,47	528,00	838,47*	
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.							
<b>Poignées à pousser</b>							
DHA2400	<input type="checkbox"/>	Sans poignée	NC : BH < 330 mm	○	○		
DHA2410	<input type="checkbox"/>	Standards courtes		○	○		
DHA2420	<input type="checkbox"/>	Standards longues		◆	◆		
DHA2430	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, externes	NC : 3480	184,83	195,00		
DHA2440	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, intégrées	NC : 2595	221,80	234,00		
DHA2450	<input type="checkbox"/>	Rabattables	NC : 2595	185,78	196,00		
<b>Angle de dossier par rapport à l'assise (BA)</b>							
DHA2510	<input type="checkbox"/>	76°	DHA2570	<input type="checkbox"/>	89,5°	○	
DHA2530	<input type="checkbox"/>	80,5°	DHA2590	<input type="checkbox"/>	94°	○	○
DHA2550	<input type="checkbox"/>	85°				◆	◆
<b>Tendeur de dossier</b>							
DHA2595	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier rabattable	NC : BH < 405 mm, dossiers Matrx	132,70	140,00		 2595
<b>TOILE D'ASSISE</b>							
DHA2600	<input type="checkbox"/>	Standard		◆	◆		 2600
DHA2630	<input type="checkbox"/>	Toile <b>Air Light</b>	NC: Largeur et profondeur > 420 mm et profondeur 340 mm	57,82	61,00		 2630
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>							
<b>Coussin d'assise</b>							
DHA2700	<input type="checkbox"/>	Coussin standard - basse en mousse haute résilience, couche supérieure en mousse viscoélastique - H: 60 mm		87,20	92,00	34,90 / 838,47*	 2700
DHA2710	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Flo-Tech Lite</b> - H: 75 mm		107,11	113,00	34,90 / 838,47*	 2710
DHA2720	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Matrx Libra</b> (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante)	NC : Profondeur < à 400 mm, largeur 360 mm possible uniquement avec profondeur 400 et 420 mm	293,84	310,00	838,47*	 2720
DHA2730	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Matrx Vi</b> (housse Mesh micro-aérée noire)		293,84	310,00	838,47*	 2730
DHA2740	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Classic Visco</b> - H: 75 mm, 375mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677		76,78	81,00	81,00	 2720


MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !



Küschall® Champion				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
DHA2742	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Classic Visco</b> - H : 75 mm, 405mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	65,40	69,00	69,00	 2740 / 2742 2744 / 2746
DHA2744	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Classic Visco</b> - H : 75 mm, 430 mm x 430mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	65,40	69,00	69,00	
DHA2746	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Classic Visco</b> - H : 75 mm, 455mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	76,78	81,00	81,00	
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.						
<b>Pochette d'assise</b>						
DHA2800	<input type="checkbox"/>	Pochette d'assise amovible incluant l'option sangle de maintien par clips (DHA7010)	72,04	76,00		 2800
<b>REPOSE-PIEDS</b>						
<b>Palette monobloc</b> (Avec châssis droit : montage haut de la palette non possible pour largeur d'assise 360 mm, pour châssis avant rétréci : montage haut de la palette non possible pour les largeurs d'assise de 360 à 400 mm)						
DHA3240	<input type="checkbox"/>	Monobloc, réglable en inclinaison, 1/3 vers l'arrière (réglable en inclinaison, 2/3 vers l'arrière possible)	◆	◆		 3240
<b>Sangle appui-mollet</b>						
DHA3320	<input type="checkbox"/>	Montée sur le support des roues avant	○	○		
DHA3330	<input type="checkbox"/>	Positionnée autour du châssis	◆	◆		
<b>ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS</b>						
<b>Protège-vêtements</b>						
DHA3420	<input type="checkbox"/>	Relevables, en carbone	◆	◆		 3440
<b>Garde-boue</b>						
DHA3430	<input type="checkbox"/>	Fixes, en carbone	NC : 3490	195,26	206,00	
DHA3440	<input type="checkbox"/>	Amovibles, en carbone (+ 20 mm de largeur utile et hors tout)	NC : 3490	292,89	309,00	
<b>Appui-bras</b>						
DHA3480	<input type="checkbox"/>	Tubes réglables en hauteur et amovibles - capitonnage confort		230,33	243,00	 3480
<b>Accoudoirs</b> (+ 20 mm de largeur utile et hors tout)						
DHA3490	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courts réglables en hauteur avec outils et amovibles		220,85	233,00	 3490
<b>COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION</b>						
<b>Coloris de châssis</b>						
DHA4000	<input type="checkbox"/>	Noir Spatial		○	○	
DHA4010	<input type="checkbox"/>	Gris Anthracite		○	○	
DHA4020	<input type="checkbox"/>	Blanc Eclatant	NC : 4220	○	○	
DHA4030	<input type="checkbox"/>	Rouge Carmin		○	○	
DHA4040	<input type="checkbox"/>	Bleu Azur		○	○	
DHA4060	<input type="checkbox"/>	Jaune Flashy <b>NOUVEAU</b>		188,63	199,00	<b>NOUVEAU : Baisse de prix</b>
DHA4070	<input type="checkbox"/>	Violet Atomique <b>NOUVEAU</b>		188,63	199,00	
DHA4100	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant		188,63	199,00	
DHA4130	<input type="checkbox"/>	Gris Argent		188,63	199,00	
DHA4140	<input type="checkbox"/>	Bleu Royal		188,63	199,00	
DHA4150	<input type="checkbox"/>	Rouge Rubis		188,63	199,00	
DHA4170	<input type="checkbox"/>	Orange Dynamite		188,63	199,00	
DHA4180	<input type="checkbox"/>	Vert Forêt		188,63	199,00	
DHA4050	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis		
DHA4050	<input type="checkbox"/>	<b>Coloris Spécial :</b> - Délai de fabrication + 10 jours : pour un coloris déjà proposé sur les autres gammes des fauteuils roulants manuels <i>Invacare</i> . OU - Délai de fabrication + 15 jours : pour toute autre demande ( <b>sous réserve de faisabilité</b> ) - préciser N° RAL		438,86	463,00	

Küschall® Champion			Euros			
			Prix Public		LPPR*	
			HT	TTC		
<b>Style de décalcomanie</b>						
DHA4190	<input type="checkbox"/>	<b>Bold (Dynamique)</b> : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis	NC : 4300, 4310	55,92	59,00	 BOLD
DHA4195	<input type="checkbox"/>	<b>Tag (Élégance)</b> : Bague <b>K</b> sur flanc gauche du châssis - <b>UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE</b>	NC : 4200 à 4250	◆	◆	
<b>Coloris de la décalcomanie Bold</b>						
DHA4200	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	 5000
DHA4210	<input type="checkbox"/>	Gris Foncé		○	○	
DHA4220	<input type="checkbox"/>	Gris Clair		○	○	
DHA4230	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
DHA4240	<input type="checkbox"/>	Bleu		○	○	
DHA4250	<input type="checkbox"/>	Doré		○	○	
<b>Coloris de la décalcomanie Tag</b>						
DHA4300	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	 5200 / 5250 / 5450 / 5500
DHA4310	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
<b>Roues avant</b>						
DHA5000	<input type="checkbox"/>	3" Supersport		○	○	 5350
DHA5050	<input type="checkbox"/>	4" Every day - bandage noir		○	○	
DHA5100	<input type="checkbox"/>	4" Bandage Soft noir		○	○	
DHA5150	<input type="checkbox"/>	4" Starec, bandage noir, jante noire		66,35	70,00	
DHA5200	<input type="checkbox"/>	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire		106,16	112,00	
DHA5250	<input type="checkbox"/>	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		106,16	112,00	
DHA5300	<input type="checkbox"/>	5" Every day - bandage noir		○	○	
DHA5350	<input type="checkbox"/>	5" Bandage Soft noir		◆	◆	
DHA5400	<input type="checkbox"/>	5" Starec, bandage noir, jante noire		90,05	95,00	
DHA5450	<input type="checkbox"/>	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire		129,86	137,00	
DHA5500	<input type="checkbox"/>	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		129,86	137,00	
<b>Position du centre de gravité</b>						
DHA6100	<input type="checkbox"/>	1 (La plus active)		○	○	
DHA6110	<input type="checkbox"/>	2 (position 1 sur Champion 2008)		○	○	
DHA6120	<input type="checkbox"/>	3		○	○	
DHA6130	<input type="checkbox"/>	4 (position 2 sur Champion 2008)		○	○	
DHA6140	<input type="checkbox"/>	5 (position 3 sur Champion 2008)		○	○	
DHA6150	<input type="checkbox"/>	6		○	○	
DHA6160	<input type="checkbox"/>	7 (position 4 sur Champion 2008)		○	○	
DHA6170	<input type="checkbox"/>	8		○	○	
DHA6180	<input type="checkbox"/>	9 (La plus stable)		○	○	
<b>Axes à démontage rapide Tétra-clip</b>						
DHA6300	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide Tetra-clip	NC : 6550, 6950	125,12	132,00	 6300
<b>Diamètre des roues arrière (voir les diamètres possibles par roue dans Type des roues arrière)</b>						
DHA6400	<input type="checkbox"/>	22"	NC : 6500, 6520, 6550, 6620, 6630, 6650, 6710, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950	292,89	309,00	 5050 / 5300
DHA6410	<input type="checkbox"/>	24"		◆	◆	
DHA6420	<input type="checkbox"/>	25"	NC : 6500, 6510, 6640, 6650, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○	○	
DHA6430	<input type="checkbox"/>	26"	NC : 6500, 6520, 6550, 6630, 6640, 6650, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950	450,24	475,00	
<b>Type des roues arrière</b>						
DHA6500	<input type="checkbox"/>	<b>Roues Actives 24"</b> (jante, moyeu et rayonnage radial noir - <b>main-courante aluminium</b> , revêtement au choix - par défaut pneus moyenne pression 7,5 bars)	24" NC : toutes les mains-courantes, 6900, 6910	◆	◆	

Küschall® Champion				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
DHA6510	<input type="checkbox"/>	küschall moyeu Starec (jante noire et moyeu noir, rayonnage noir croisé pour roues 24" et 26" et moyeu naturel, rayonnage argenté pour roues 22")	22", 24", 26"		○	○	
DHA6520	<input type="checkbox"/>	High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noir)	24", 25" NC : 6650		464,45	490,00	
DHA6550	<input type="checkbox"/>	Spinergy LXX (jante, moyeu et rayonnage radial noir)	24", 25" NC : 6650		672,04	709,00	
<b>Pneus arrière</b>							
DHA6600	<input type="checkbox"/>	Pneu noir et gris <b>Schwalbe Rightrun</b>	22", 24", 25", 26"		◆	◆	
DHA6620	<input type="checkbox"/>	Pneu noir <b>Schwalbe Marathon Plus</b> (protection anti-crevaison SmartGuard)	24", 25", 26"		62,56	66,00	
DHA6630	<input type="checkbox"/>	Pneu noir <b>Schwalbe One</b> (protection anti-crevaison V-Guard)	24", 25"		62,56	66,00	
DHA6640	<input type="checkbox"/>	Pneu moyenne pression à crampons 7 bar (110 psi) pour 24" et 4,5 bar pour 22" x 1.3/8"	22", 24" NC : 7230		○	○	
DHA6650	<input type="checkbox"/>	Bandage à crampons, gris	24" NC : 7230		57,82	61,00	
<b>Mains-courantes</b>							
DHA6700	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	22", 24", 26"		124,17	131,00	
DHA6710	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable, écartement 30 mm	24", 26"		99,53	105,00	
DHA6720	<input type="checkbox"/>	Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"		241,71	255,00	
DHA6740	<input type="checkbox"/>	<b>Carbolife Gekko</b> , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24", 25"		325,12	343,00	
DHA6750	<input type="checkbox"/>	<b>Carbolife Gekko S</b> , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24", 25"		325,12	343,00	
DHA6760	<input type="checkbox"/>	<b>Carbolife Curve L</b> , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+15 mm de largeur hors-tout)	24"		246,45	260,00	
DHA6770	<input type="checkbox"/>	<b>Carbolife Quadro</b> , avec profil ergonomique et anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"		325,12	343,00	
DHA6780	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	22", 24", 25", 26"		◆	◆	
DHA6790	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	22", 24", 25", 26"		○	○	
<b>Carrossage de la roue arrière</b>							
DHA6820	<input type="checkbox"/>	0°			◆	◆	
DHA6830	<input type="checkbox"/>	1°			○	○	
DHA6840	<input type="checkbox"/>	3°	NC : 7230		○	○	
<b>Protège-rayons, la paire</b>							
DHA6900	<input type="checkbox"/>	Transparent	22", 24", 26"		174,41	184,00	



Küschall® Champion				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
DHA6910	<input type="checkbox"/>	Noir	22", 24", 26"	174,41	184,00	
<b>Motorisations alber</b> (uniquement avec carrossage 0° et roulettes anti-basculer alber). <b>Garde-boue amovibles en carbone à privilégier : plus larges et plus couvrants.</b>						
DHA6950	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber <b>e-motion M25</b> (inclus 2 roulettes anti-basculer alber)	Uniquement avec roues 24" NC : 7500, 7510, 7520, 8200	557,35	588,00	
<b>Conseil :</b> pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même revêtement que les roues motorisées.						
<b>Clips de maintien</b>						
DHA7000	<input type="checkbox"/>	Scratch pour maintenir le fauteuil plié		○	○	
DHA7010	<input type="checkbox"/>	Clips pour maintenir le fauteuil plié		◆	◆	
<b>Sangle d'ouverture du châssis</b>						
DHA7100	<input type="checkbox"/>	Sangle pour ouvrir le châssis depuis l'avant du fauteuil		◆	◆	
<b>Freins</b>						
DHA7200	<input type="checkbox"/>	A tirer		○	○	
DHA7210	<input type="checkbox"/>	Standards à pousser leviers courbés		◆	◆	
DHA7220	<input type="checkbox"/>	Standards à pousser leviers droits		○	○	
DHA7230	<input type="checkbox"/>	Performance	NC : 7300, 7810, 7820, 7830	67,30	71,00	
DHA7250	<input type="checkbox"/>	Actifs légers		127,01	134,00	
<b>Leviers de freins rallongés</b>						
DHA7300	<input type="checkbox"/>	Leviers de freins rallongés (pour freins leviers droits uniquement)		67,30	71,00	
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>						
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-basculer, tubes basculeurs, porte-canne ou roues de transit						
<b>Roulettes anti-basculer</b>						
DHA7500	<input type="checkbox"/>	Droite	NC : 8300	113,74	120,00	
DHA7510	<input type="checkbox"/>	Gauche	NC : 8300	113,74	120,00	
DHA7520	<input type="checkbox"/>	Droite et gauche		227,49	240,00	
<b>Ceintures</b>						
DHA7800	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien, fermeture à boucle		37,91	40,00	
DHA7810	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max utilisateur 25 - 50 kg		175,36	185,00	
DHA7820	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max utilisateur 50 - 75 kg		195,26	206,00	
DHA7830	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™ - poids max utilisateur 50 - 100 kg		204,74	216,00	
<b>Catadioptrés</b>						
DHA7900	<input type="checkbox"/>	Montés sur les roues		18,96	20,00	
<b>AUTRES OPTIONS</b>						
<b>Protections de châssis</b>						
DHA8010	<input type="checkbox"/>	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		38,86	41,00	
<b>Tube basculeur</b>						
DHA8100	<input type="checkbox"/>	Tube-basculer à droite		57,82	61,00	
<b>Porte-canne</b>						
DHA8200	<input type="checkbox"/>	Porte canne à droite		57,82	61,00	
<b>Roues de transit</b>						
DHA8300	<input type="checkbox"/>	Roues de Transit 3" (option 7520 obligatoire : roulettes anti-basculer des 2 côtés)		262,56	277,00	
<b>Autres</b>						
DHA8500	<input type="checkbox"/>	Pompe		28,44	30,00	
DHA8550	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		18,96	20,00	



7010




7210

7230





7250



7810 / 7820 / 7830



8550

Küschall® <i>Champion</i>			Euros			
			Prix Public		LPPR*	
			HT	TTC		
DHA8680	<input type="checkbox"/>	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, mains-courantes aluminium anodisé et paires d'axes à démonatage rapide) et son sac de transport	563,98	595,00		
DHA8700	<input type="checkbox"/>	Sac de transport pour fauteuil <i>Champion</i> complet	367,77	388,00		8680
DHA8650	<input type="checkbox"/>	Sac de transport des roues arrière (22", 24", 25", 26")	56,87	60,00		
DHA8750	<input type="checkbox"/>	Sac de transport pour <i>Champion SK</i> avec châssis avant rabattable (déconseillé si : garde-boue fixes, poignées non rabattables ou réglables en hauteur)	435,07	459,00		
DHA8800	<input type="checkbox"/>	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®	93,84	99,00		8700
DHA8850	<input type="checkbox"/>	Sac Mobility Bodypoint®	93,84	99,00		

Pente d'assise en fonction du type de châssis







Tableau 1 : Position palette monobloc selon angle de châssis et taille des roues avant

Angle d'assise (différence entre FSTF et RSTF)	Palette 1/3 vers l'arrière						Palette 1/3 vers l'avant					
	SD340 - SD380			SD ≥ 400			SD340 - SD380			SD ≥ 400		
	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
Châssis 75°	0 mm											
	10 mm											
	20 mm											
	30 mm											
	40 mm											
	50 mm											
	60 mm											
	70 mm											
Châssis 90°	30 mm											
	40 mm											
	50 mm											
	60 mm											
	70 mm											
	80 mm											
	90 mm											
	100 mm											

Tableau 2 : Hauteur d'assise avant selon le type de châssis et la taille des roues avant

FSTF	Châssis long						Châssis court					
	SD340 - ST380			SD ≥ 400			SD340 - ST380			SD ≥ 400		
	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
Châssis 75°	540	x	x									
	530	x	x									
	520											
	510											
	500											
	490											
	480											
	470											
Châssis 90°	540	x	x									
	530	x	x									
	520											
	510											
	500											
	490											
	480											
	470											

Rampes en accessoire

1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> Dimensions repliée : 2000 x 820 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00		
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	298,58	315,00		
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	559,24	590,00		
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	317,54	335,00		