



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



**NOUVEAU**  
VERSION 2.0



Yes, you can.®

## Küschall Champion



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Fauteuil manuel actif pliant par ciseaux.



Descriptif :

- Châssis en aluminium avec tubes hydroformés
- Kit de personnalisation avec décalcomanies premium
- Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise avec verrouillage passif sur l'assise de série
- Largeur d'assise utile jusqu'à 500 mm.
- Poids max utilisateur : 120 kg
- Poids complet : à partir de 9,2 kg.
- Poids de transport : à partir de 6,7 kg.
- Garantie : 2 ans hors pièces d'usure

Découvrez le nouveau configurateur visuel et réalisez votre configuration !

**⚠ Notez que la prescription de ce fauteuil roulant n'exclut pas la prescription d'un fauteuil roulant verticalisateur, inscrit sur la LPPR.**

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

**Gagnez du temps : utilisez notre configurateur en ligne pour éliminer les non-compatibilités de premier niveau !**

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Option sans supplément de prix

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

|  |  |  | Euros                               |                                     |        |
|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
|  |  |  | Prix Public                         | LPPR*                               |        |
| CODE   | DESIGNATION  | NC : Non Compatible / NC : 9999<br>: non compatible avec la référence 9999 | HT                                  | TTC                                 |        |
| DHA0031  | <input type="checkbox"/> küschall® Champion® - Code LPPR 9124689   |  | 3 402,84                            | 3 590,00                            | 603,65 |
| <b>FABRICATION SPECIALE</b>  |  |  |                                     |                                     |        |
| DHA0000  | <input type="checkbox"/> Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema                                   |  | Sur devis                           |                                     |        |
| <b>TYPE D'ASSISE</b>   |  |  |                                     |                                     |        |
| <b>Châssis</b> (pour les châssis avant rétréci : + 30 mm de longueur de châssis et + 40 mm de largeur hors tout pliée) |  |  |                                     |                                     |        |
| DHA1150  | <input type="checkbox"/> Châssis Aluminium 75°   | NC : 1350  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |        |
| DHA1160  | <input type="checkbox"/> Châssis Aluminium 90°   | NC : 1350  | 182,94                              | 193,00                              |        |
| DHA1170  | <input type="checkbox"/> Châssis Aluminium avant rétréci 75° (- 100 mm intérieur potences par rapport à la largeur d'assise) | NC : 1250, 1320, 1325, 7000, 7010  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |        |
| DHA1180  | <input type="checkbox"/> Châssis Aluminium avant rétréci 90° (- 100 mm intérieur potences par rapport à la largeur d'assise) | NC : 1250, 1320, 1325, 7000, 7010  | 182,94                              | 193,00                              |        |
| <b>Option de châssis</b>   |  |  |                                     |                                     |        |
| DHA1250  | <input type="checkbox"/> Champion SK : châssis avant rabattable avec système de verrouillage                                 | NC : 1350, 1924 à 1934, 4190, 8700   | 520,38                              | 549,00                              |        |
| <b>Largeur d'assise (SW)</b>   |  |  |                                     |                                     |        |
| DHA1320  | <input type="checkbox"/> 360 mm  | NC : 2710, 2742, 2744, 2746, 7000  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |        |
| DHA1325  | <input type="checkbox"/> 380 mm  | NC : 2742, 2744, 7000  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |        |
| DHA1330  | <input type="checkbox"/> 400 mm  | NC : 2744  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |        |
| DHA1335  | <input type="checkbox"/> 420 mm  |  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |        |
| DHA1340  | <input type="checkbox"/> 440 mm  | NC : 2740, 2742  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |        |
| DHA1345  | <input type="checkbox"/> 460 mm  | NC : 2740, 2742, 2744  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |        |
| DHA1350  | <input type="checkbox"/> 480 mm (uniquement avec châssis avant rétréci)  | NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744                        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |        |
| <b>Profondeur d'assise (SD)</b>  |  |  |                                     |                                     |        |
| DHA1405  | <input type="checkbox"/> 340 mm  | NC : 2630, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 7810, 7820, 7830      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |        |



Pour tout renouvellement de fauteuil, nous vous conseillons de refaire intégralement la prise de mesure. Un changement de génération de fauteuil implique des changements de dimensions ainsi que des modifications du positionnement de l'utilisateur.



| Küschall® Champion  |                          |  |   |                          | Euros   |                             |       |       |
|---|--------------------------|--|---|--------------------------|---|-----------------------------|-------|-------|
|   |                          |  |   |                          | Prix Public   |                             | LPPR* |       |
|   |                          |  |   |                          | HT  | TTC                         |       |       |
| DHA1415   | <input type="checkbox"/> | 360 mm   | NC : 2710, 2720, 2730, 2742, 2744, 2746, 7810, 7820, 7830 |                          | ○   | ○                           |       |       |
| DHA1425   | <input type="checkbox"/> | 380 mm   | NC : 2720, 2730, 2744                                     |                          | ○   | ○                           |       |       |
| DHA1435   | <input type="checkbox"/> | 400 mm   | NC : 2744   |                          | ◆   | ◆                           |       |       |
| DHA1445   | <input type="checkbox"/> | 420 mm   |   |                          | ○   | ○                           |       |       |
| DHA1460   | <input type="checkbox"/> | 440 mm   | NC : 2740, 2742   |                          | ○   | ○                           |       |       |
| DHA1470   | <input type="checkbox"/> | 460 mm   | NC : 2740, 2742, 2744                                     |                          | ○   | ○                           |       |       |
| DHA1480   | <input type="checkbox"/> | 480 mm   | NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746                         |                          | ○   | ○                           |       |       |
| <b>Hauteur de dossier (BH)</b>  |                          |  |   |                          |   |                             |       |       |
| DHA1600   | <input type="checkbox"/> | Hauteur de dossier selon dossier Matrx choisi  |   | NC : 2200, 2220, 2230    | ○   | ○                           |       |       |
| DHA1615   | <input type="checkbox"/> | 300 mm   | DHA1620   | <input type="checkbox"/> | 315 mm  | NC : 2200, 2240, 2400, 2595 | ○     | ○     |
| DHA1625   | <input type="checkbox"/> | 330 mm   | DHA1630   | <input type="checkbox"/> | 345 mm  | NC : 2240, 2595             | ○     | ○     |
| DHA1635   | <input type="checkbox"/> | 360 mm   |   |                          | NC : 2240, 2595   | ○                           | ○     |       |
| DHA1640   | <input type="checkbox"/> | 375 mm   |   |                          | NC : 2240, 2595   | ◆                           | ◆     |       |
| DHA1645   | <input type="checkbox"/> | 390 mm   |   |                          | NC : 2240, 2595   | ○                           | ○     |       |
| DHA1650   | <input type="checkbox"/> | 405 mm   |   |                          | NC : 2240   | ○                           | ○     |       |
| DHA1655   | <input type="checkbox"/> | 420 mm   | DHA1660   | <input type="checkbox"/> | 435 mm  | NC : 2240                   | ○     | ○     |
| DHA1665   | <input type="checkbox"/> | 450 mm   | DHA1670   | <input type="checkbox"/> | 465 mm  | NC : 2240                   | ○     | ○     |
| <b>Hauteur d'assise avant (FSTF) - cf tableaux n°1 &amp; 2 pour taille de roues avant possible en fonction de l'angle du châssis</b>  |                          |  |   |                          |   |                             |       |       |
| DHA1740   | <input type="checkbox"/> | 450 mm   |   |                          | NC : 1946 à 1960  | ○                           | ○     |       |
| DHA1745   | <input type="checkbox"/> | 460 mm   |   |                          | NC : 1948 à 1960  | ○                           | ○     |       |
| DHA1750   | <input type="checkbox"/> | 470 mm   |   |                          | NC : 1950 à 1960  | ○                           | ○     |       |
| DHA1755   | <input type="checkbox"/> | 480 mm   |   |                          | NC : 1952 à 1960  | ○                           | ○     |       |
| DHA1760   | <input type="checkbox"/> | 490 mm   |   |                          | NC : 1954 à 1960  | ○                           | ○     |       |
| DHA1765   | <input type="checkbox"/> | 500 mm   |   |                          | NC : 1956 à 1960  | ◆                           | ◆     |       |
| DHA1770   | <input type="checkbox"/> | 510 mm   |   |                          | NC : 1958, 1960   | ○                           | ○     |       |
| DHA1775   | <input type="checkbox"/> | 520 mm   |   |                          | NC : 1960   | ○                           | ○     |       |
| DHA1780   | <input type="checkbox"/> | 530 mm   |   |                          | NC : roues de 3"  | ○                           | ○     |       |
| DHA1785   | <input type="checkbox"/> | 540 mm   |   |                          | NC : roues de 3" et 4"                                  | ○                           | ○     |       |
| <b>Hauteur d'assise arrière (RSTF) (Avec châssis 75°: 0 mm &lt; FSTF - RSTF &lt; 70 mm; avec châssis 90° : 30 mm &lt; FSTF - RSTF &lt; 100 mm) - voir schéma à la fin de la fiche de mesure</b> |                          |  |   |                          |   |                             |       |       |
| DHA1815   | <input type="checkbox"/> | 390 mm   | DHA1820   | <input type="checkbox"/> | 400 mm  | NC : 6420, 6430             | ○     | ○     |
| DHA1825   | <input type="checkbox"/> | 410 mm   | DHA1830   | <input type="checkbox"/> | 420 mm  | NC : 6430                   | ○     | ○     |
| DHA1835   | <input type="checkbox"/> | 430 mm   |   |                          |   | ◆                           | ◆     |       |
| DHA1840   | <input type="checkbox"/> | 440 mm   |   |                          |   | ○                           | ○     |       |
| DHA1845   | <input type="checkbox"/> | 450 mm   | DHA1850   | <input type="checkbox"/> | 460 mm  | NC : 6400                   | ○     | ○     |
| DHA1855   | <input type="checkbox"/> | 470 mm   | DHA1860   | <input type="checkbox"/> | 480 mm  | NC : 6400, 6410             | ○     | ○     |
| <b>Distance (UL) fauteuil (Avec châssis 75°: UL ≤ FSTF- 30 mm ; avec châssis 90° UL ≤ FSTF- 400 mm) (Pour les UL &lt; 320 mm, voir en fabrication spéciale service Unique)</b>                  |                          |  |   |                          |   |                             |       |       |
| DHA1924   | <input type="checkbox"/> | 320 mm   | DHA1926   | <input type="checkbox"/> | 330 mm  | NC : 1250                   | ○     | ○     |
| DHA1928   | <input type="checkbox"/> | 340 mm   | DHA1930   | <input type="checkbox"/> | 350 mm  | NC : 1250                   | ○     | ○     |
| DHA1932   | <input type="checkbox"/> | 360 mm   | DHA1934   | <input type="checkbox"/> | 370 mm  | NC : 1250                   | ○     | ○     |
| DHA1936   | <input type="checkbox"/> | 380 mm   |   |                          | Si avec option SK (DHA1250) uniquement avec SD ≥ 400 mm | ○                           | ○     |       |
| DHA1938   | <input type="checkbox"/> | 390 mm   |   |                          | Si avec option SK (DHA1250) uniquement avec SD ≥ 380 mm | ○                           | ○     |       |
| DHA1940   | <input type="checkbox"/> | 400 mm   | DHA1942   | <input type="checkbox"/> | 410 mm  |                             | ○     | ○     |
| DHA1944   | <input type="checkbox"/> | 420 mm   |   |                          |   | ○                           | ○     |       |
| DHA1946   | <input type="checkbox"/> | 430 mm   |   |                          |   | ◆                           | ◆     |       |
| DHA1948   | <input type="checkbox"/> | 440 mm   | DHA1950   | <input type="checkbox"/> | 450 mm  |                             | ○     | ○     |
| DHA1952   | <input type="checkbox"/> | 460 mm   | DHA1954   | <input type="checkbox"/> | 470 mm  |                             | ○     | ○     |
| DHA1956   | <input type="checkbox"/> | 480 mm   | DHA1958   | <input type="checkbox"/> | 490 mm  |                             | ○     | ○     |
| DHA1960   | <input type="checkbox"/> | 500 mm   |   |                          |   | ○                           | ○     |       |
| <b>TYPE DE DOSSIER</b>  |                          |  |   |                          |   |                             |       |       |
| DHA2140   | <input type="checkbox"/> | Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise avec verrouillage passif sur l'assise |   |                          |   | ◆                           | ◆     |       |
| <b>Garniture de dossier</b>   |                          |  |   |                          |   |                             |       |       |
| DHA2200   | <input type="checkbox"/> | Standard, avec capitonnage mousse  |   |                          | NC : BH < 330 mm, 2300 à 2350, 2430, 2595               | ◆                           | ◆     |       |
| DHA2220   | <input type="checkbox"/> | Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette                 |   |                          | NC : 2300 à 2350  | 66,16                       | 69,80 | 34,90 |

**RSTF / Tailles des****roues AR**


22" : 390 - 440 mm







24" : 390 - 460 mm

25" : 410 - 480 mm

26" : 430 - 480 mm

UL fauteuil  
=  
UL patient -  
épaisseur coussin



| Küschall® Champion   |                          |  |  | Euros                    |        |                 |  |
|--|--------------------------|--|--|--------------------------|--------|-----------------|--|
|  |                          |  |  | Prix Public              |        | LPPR*           |  |
|  |                          |  |  | HT                       | TTC    |                 |  |
| DHA2230  | <input type="checkbox"/> | Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette                                 | NC : 2300 à 2350   | 218,01                   | 230,00 | 34,90           | <br>2300, 2305, 2310, 2315  |
| DHA2240  | <input type="checkbox"/> | Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier <b>Matrix</b> commandé   | NC : 2410, 2420, 2430, 2450, 2595  | ○                        | ○      |                 |  |
| <b>Dossiers Matrix</b> (NC : Appui-bras tubes. Uniquement compatible avec les poignées réglables en hauteur intégrées (2440) ou sans poignée (2400). La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. Délai supplémentaire + 5 jours). <i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure <b>Matrix</b> !</i> |                          |  |  |                          |        |                 |  |
| DHA2300  | <input type="checkbox"/> | Dossier <b>Matrix MX2</b> , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)  | NC : 3480  | 882,46                   | 931,00 | 838,47*         | <br>2335, 2340, 2345, 2350  |
| DHA2305  | <input type="checkbox"/> | Dossier <b>Matrix MX2</b> , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)  | NC : 3480  | 882,46                   | 931,00 | 838,47*         |  |
| DHA2310  | <input type="checkbox"/> | Dossier <b>Matrix MX2</b> , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)  | NC : 3480  | 882,46                   | 931,00 | 838,47*         |  |
| DHA2315  | <input type="checkbox"/> | Dossier <b>Matrix MX2</b> , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)  | NC : 3480  | 882,46                   | 931,00 | 838,47*         |  |
| DHA2320  | <input type="checkbox"/> | Dossier <b>Matrix Elite Deep</b> , hauteur 310 mm (paire de fixations standards incluse)   | NC : 3480  | 500,47                   | 528,00 | 838,47*         |  |
| DHA2325  | <input type="checkbox"/> | Dossier <b>Matrix Elite Deep</b> , hauteur 410 mm (paire de fixations standards incluse)   | NC : 3480  | 500,47                   | 528,00 | 838,47*         | <br>2430   |
| DHA2335  | <input type="checkbox"/> | Dossier <b>Matrix Elite</b> , hauteur 260 mm (paire de fixations standards incluse)  | NC : 3480  | 500,47                   | 528,00 | 838,47*         |  |
| DHA2340  | <input type="checkbox"/> | Dossier <b>Matrix Elite</b> , hauteur 310 mm (paire de fixations standards incluse)  | NC : 3480  | 500,47                   | 528,00 | 838,47*         |  |
| DHA2345  | <input type="checkbox"/> | Dossier <b>Matrix Elite</b> , hauteur 360 mm (paire de fixations standards incluse)  | NC : 3480  | 500,47                   | 528,00 | 838,47*         |  |
| DHA2350  | <input type="checkbox"/> | Dossier <b>Matrix Elite</b> , hauteur 410 mm (paire de fixations standards incluse)  | NC : 3480  | 500,47                   | 528,00 | 838,47*         |  |
| *LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.   |                          |  |  |                          |        |                 | <br>2450<br>Angle de dossier<br>BA<br><br> 2595 |
| <b>Poignées à pousser</b>  |                          |  |  |                          |        |                 |  |
| DHA2400  | <input type="checkbox"/> | Sans poignée   | NC : BH < 330 mm   | ○                        | ○      |                 |  |
| DHA2410  | <input type="checkbox"/> | Standards courtes  |  | ○                        | ○      |                 |  |
| DHA2420  | <input type="checkbox"/> | Standards longues  |  | ◆                        | ◆      |                 |  |
| DHA2430  | <input type="checkbox"/> | Réglables en hauteur, externes   | NC : 3480  | 178,20                   | 188,00 |                 |  |
| DHA2440  | <input type="checkbox"/> | Réglables en hauteur, intégrées  | NC : 2595  | 214,22                   | 226,00 |                 |  |
| DHA2450  | <input type="checkbox"/> | Rabattables  | NC : 2595  | 179,15                   | 189,00 |                 |  |
| <b>Angle de dossier par rapport à l'assise (BA)</b>  |                          |  |  |                          |        |                 |  |
| DHA2510  | <input type="checkbox"/> | 76°  | DHA2570  | <input type="checkbox"/> | 89,5°  |                 |  |
| DHA2530  | <input type="checkbox"/> | 80,5°  | DHA2590  | <input type="checkbox"/> | 94°    |                 |  |
| DHA2550  | <input type="checkbox"/> | 85°  |  | ◆                        | ◆      |                 |  |
| <b>Tendeur de dossier</b>  |                          |  |  |                          |        |                 |  |
| DHA2595  | <input type="checkbox"/> | Tendeur de dossier rabattable  | NC : BH < 405 mm, dossiers Matrix  | 127,96                   | 135,00 |                 |  |
| <b>TOILE D'ASSISE</b>  |                          |  |  |                          |        |                 |  |
| DHA2600  | <input type="checkbox"/> | Standard   |  | ◆                        | ◆      |                 |  |
| DHA2630  | <input type="checkbox"/> | Toile <b>Air Light</b>   | NC: Largeur et profondeur > 420 mm et profondeur 340 mm                                      | 55,92                    | 59,00  |                 |  |
| <b>OPTIONS D'ASSISE</b>  |                          |  |  |                          |        |                 |  |
| <b>Coussin d'assise</b>  |                          |  |  |                          |        |                 |  |
| DHA2700  | <input type="checkbox"/> | Coussin standard - basse en mousse haute résilience, couche supérieure en mousse viscoélastique - H: 60 mm                       |  | 84,36                    | 89,00  | 34,90 / 838,47* |  |
| DHA2710  | <input type="checkbox"/> | Coussin <b>Flo-Tech Lite</b> - H : 75 mm   |  | 103,32                   | 109,00 | 34,90 / 838,47* |  |
| DHA2720  | <input type="checkbox"/> | Coussin <b>Matrix Libra</b> (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante)   | NC : Profondeur < à 400 mm, largeur 360 mm possible uniquement avec profondeur 400 et 420 mm | 293,84                   | 310,00 | 838,47*         |  |
| DHA2730  | <input type="checkbox"/> | Coussin <b>Matrix Vi</b> (housse Mesh micro-aérée noire)   |  | 293,84                   | 310,00 | 838,47*         |  |
| DHA2740  | <input type="checkbox"/> | Coussin <b>Classic Visco</b> - H : 75 mm, 375mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg<br>Code LPPR : 1260677 |  | 76,78                    | 81,00  | 81,00           |  |

2300, 2305, 2310, 2315

**MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !**

2335, 2340, 2345, 2350

2430

Angle de dossier

BA

2595









2600 2630

2700

2710

2730

2720

| Küschall® Champion   |                          |  |                  | Euros       |        |       |   |
|--|--------------------------|--|------------------|-------------|--------|-------|---|
|  |                          |  |                  | Prix Public |        | LPPR* |   |
|  |                          |  |                  | HT          | TTC    |       |   |
| DHA2742  | <input type="checkbox"/> | Coussin <b>Classic Visco</b> - H : 75 mm, 405mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg<br>Code LPPR : 1258864  |                  | 65,40       | 69,00  | 69,00 | <br>2740 / 2742<br>2744 / 2746 |
| DHA2744  | <input type="checkbox"/> | Coussin <b>Classic Visco</b> - H : 75 mm, 430 mm x 430mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg<br>Code LPPR : 1258864 |                  | 65,40       | 69,00  | 69,00 |   |
| DHA2746  | <input type="checkbox"/> | Coussin <b>Classic Visco</b> - H : 75 mm, 455mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg<br>Code LPPR : 1203679  |                  | 76,78       | 81,00  | 81,00 |   |
| *LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique. |                          |  |                  |             |        |       |   |
| <b>Pochette d'assise</b>   |                          |  |                  |             |        |       |   |
| DHA2800  | <input type="checkbox"/> | Pochette d'assise amovible incluant l'option sangle de maintien par clips (DHA7010)  |                  | 69,19       | 73,00  |       | <br>2800                       |
| <b>REPOSE-PIEDS</b>  |                          |  |                  |             |        |       |   |
| <b>Palette monobloc</b> (Avec châssis droit : montage haut de la palette non possible pour largeur d'assise 360 mm, pour châssis avant rétréci : montage haut de la palette non possible pour les largeurs d'assise de 360 à 400 mm) |                          |  |                  |             |        |       |   |
| DHA3240  | <input type="checkbox"/> | Monobloc, réglable en inclinaison, 1/3 vers l'arrière (réglable en inclinaison, 2/3 vers l'arrière possible)                       |                  | ◆           | ◆      |       | <br>3240                       |
| <b>Sangle appui-mollet</b>   |                          |  |                  |             |        |       |   |
| DHA3320  | <input type="checkbox"/> | Montée sur le support des roues avant  |                  | ○           | ○      |       |   |
| DHA3330  | <input type="checkbox"/> | Positionnée autour du châssis  |                  | ◆           | ◆      |       |   |
| <b>ACCODOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS</b>  |                          |  |                  |             |        |       |   |
| <b>Protège-vêtements</b>   |                          |  |                  |             |        |       |   |
| DHA3420  | <input type="checkbox"/> | Relevables, en carbone   |                  | ◆           | ◆      |       | <br>3440                      |
| <b>Garde-boue</b>  |                          |  |                  |             |        |       |   |
| DHA3430  | <input type="checkbox"/> | Fixes, en carbone  | NC : 3490        | 188,63      | 199,00 |       |   |
| DHA3440  | <input type="checkbox"/> | Amovibles, en carbone (+ 20 mm de largeur utile et hors tout)  | NC : 3490        | 283,41      | 299,00 |       |   |
| <b>Appui-bras</b>  |                          |  |                  |             |        |       |   |
| DHA3480  | <input type="checkbox"/> | Tubes réglables en hauteur et amovibles - capitonnage confort  |                  | 222,75      | 235,00 |       | <br>3480                     |
| <b>Accoudoirs</b> (+ 20 mm de largeur utile et hors tout)  |                          |  |                  |             |        |       |   |
| DHA3490  | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs courts réglables en hauteur avec outils et amovibles  |                  | 213,27      | 225,00 |       | <br>3490                     |
| <b>COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION</b>  |                          |  |                  |             |        |       |   |
| <b>Coloris de châssis</b>  |                          |  |                  |             |        |       |   |
| DHA4000  | <input type="checkbox"/> | Noir Spatial   |                  | ○           | ○      |       | Délai supplémentaire + 10 jours   |
| DHA4010  | <input type="checkbox"/> | Gris Anthracite  |                  | ○           | ○      |       |   |
| DHA4020  | <input type="checkbox"/> | Blanc Eclatant   | NC : 4220        | ○           | ○      |       |   |
| DHA4030  | <input type="checkbox"/> | Rouge Carmin   |                  | ○           | ○      |       |   |
| DHA4040  | <input type="checkbox"/> | Bleu Azur  |                  | ○           | ○      |       |   |
| DHA4100  | <input type="checkbox"/> | Noir Brillant  | NC : 4190        | 312,80      | 330,00 |       |   |
| DHA4110  | <input type="checkbox"/> | <b>Gris Ferrite</b>  | NC : 4190        | 312,80      | 330,00 |       |   |
| DHA4120  | <input type="checkbox"/> | <b>Gris Ardoise Métalisé</b>   | NC : 4190        | 312,80      | 330,00 |       |   |
| DHA4130  | <input type="checkbox"/> | Gris Argent  | NC : 4190        | 312,80      | 330,00 |       |   |
| DHA4140  | <input type="checkbox"/> | Bleu Royal   | NC : 4190        | 312,80      | 330,00 |       |   |
| DHA4150  | <input type="checkbox"/> | Rouge Rubis  | NC : 4190        | 312,80      | 330,00 |       |   |
| DHA4160  | <input type="checkbox"/> | <b>Gris Fumé</b>   | NC : 4190        | 312,80      | 330,00 |       |   |
| DHA4170  | <input type="checkbox"/> | Orange Dynamite  | NC : 4190        | 312,80      | 330,00 |       |   |
| DHA4180  | <input type="checkbox"/> | Vert Forêt   | NC : 4190        | 312,80      | 330,00 |       |   |
| DHA4050  | <input type="checkbox"/> | Coloris Spécial  | NC : 4190        | Sur devis   |        |       |   |
| <b>Style de décalcomanie</b>   |                          |  |                  |             |        |       |   |
| DHA4190  | <input type="checkbox"/> | <b>Bold (Dynamique)</b> : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis  | NC : 4300, 4310  | 93,84       | 99,00  |       | <br>BOLD                     |
| DHA4195  | <input type="checkbox"/> | <b>Tag (Élégance)</b> : Bague <b>K</b> sur flanc gauche du châssis - <b>UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE</b>                               | NC : 4200 à 4250 | ◆           | ◆      |       | <br>TAG                      |
| <b>Coloris de la décalcomanie Bold</b>   |                          |  |                  |             |        |       |   |
| DHA4200  | <input type="checkbox"/> | Noir   |                  | ○           | ○      |       |   |
| DHA4210  | <input type="checkbox"/> | Gris Foncé   |                  | ○           | ○      |       |   |

| Küschall® Champion  |                          |   |   | Euros       |        |       |
|---|--------------------------|---|---|-------------|--------|-------|
|   |                          |   |   | Prix Public |        | LPPR* |
|   |                          |   |   | HT          | TTC    |       |
| DHA4220   | <input type="checkbox"/> | Gris Clair  |   | ○           | ○      |       |
| DHA4230   | <input type="checkbox"/> | Rouge   |   | ○           | ○      |       |
| DHA4240   | <input type="checkbox"/> | Bleu  |   | ○           | ○      |       |
| DHA4250   | <input type="checkbox"/> | Doré  |   | ○           | ○      |       |
| <b>Coloris de la décalcomanie Tag</b>   |                          |   |   |             |        |       |
| DHA4300   | <input type="checkbox"/> | Noir  |   | ○           | ○      |       |
| DHA4310   | <input type="checkbox"/> | Rouge   |   | ○           | ○      |       |
| <b>Roues avant</b>  |                          |   |   |             |        |       |
| DHA5000   | <input type="checkbox"/> | 3" Supersport   |   | ○           | ○      |       |
| DHA5050   | <input type="checkbox"/> | 4" Every day - bandage noir   |   | ○           | ○      |       |
| DHA5100   | <input type="checkbox"/> | 4" Bandage Soft noir  |   | ○           | ○      |       |
| DHA5150   | <input type="checkbox"/> | 4" Starec, bandage noir, jante noire  |   | 64,45       | 68,00  |       |
| DHA5200   | <input type="checkbox"/> | 4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire  |   | 102,37      | 108,00 |       |
| DHA5250   | <input type="checkbox"/> | 4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise  |   | 102,37      | 108,00 |       |
| DHA5300   | <input type="checkbox"/> | 5" Every day - bandage noir   |   | ○           | ○      |       |
| DHA5350   | <input type="checkbox"/> | 5" Bandage Soft noir  |   | ◆           | ◆      |       |
| DHA5400   | <input type="checkbox"/> | 5" Starec, bandage noir, jante noire  |   | 87,20       | 92,00  |       |
| DHA5450   | <input type="checkbox"/> | 5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire  |   | 125,12      | 132,00 |       |
| DHA5500   | <input type="checkbox"/> | 5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise  |   | 125,12      | 132,00 |       |
| <b>Position du centre de gravité</b>  |                          |   |   |             |        |       |
| DHA6100   | <input type="checkbox"/> | 1 (La plus active)  |   | ○           | ○      |       |
| DHA6110   | <input type="checkbox"/> | 2 (position 1 sur Champion 2008)  |   | ○           | ○      |       |
| DHA6120   | <input type="checkbox"/> | 3   |   | ○           | ○      |       |
| DHA6130   | <input type="checkbox"/> | 4 (position 2 sur Champion 2008)  |   | ○           | ○      |       |
| DHA6140   | <input type="checkbox"/> | 5 (position 3 sur Champion 2008)  |   | ○           | ○      |       |
| DHA6150   | <input type="checkbox"/> | 6   |   | ○           | ○      |       |
| DHA6160   | <input type="checkbox"/> | 7 (position 4 sur Champion 2008)  |   | ○           | ○      |       |
| DHA6170   | <input type="checkbox"/> | 8   |   | ○           | ○      |       |
| DHA6180   | <input type="checkbox"/> | 9 (La plus stable)  |   | ○           | ○      |       |
| <b>Axes à démontage rapide Tétra-clip</b>   |                          |   |   |             |        |       |
| DHA6300   | <input type="checkbox"/> | Axes à démontage rapide Tetra-clip  | NC : 6550, 6950   | 121,33      | 128,00 |       |
| <b>Diamètre des roues arrière (voir les diamètres possibles par roue dans Type des roues arrière)</b> |                          |   |   |             |        |       |
| DHA6400   | <input type="checkbox"/> | 22"   | NC : 6500, 6520, 6550, 6620, 6630, 6650, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950 | 283,41      | 299,00 |       |
| DHA6410   | <input type="checkbox"/> | 24"   |   | ◆           | ◆      |       |
| DHA6420   | <input type="checkbox"/> | 25"   | NC : 6500, 6510, 6640, 6650, 6700, 6710, 6720, 6730, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950       | ○           | ○      |       |
| DHA6430   | <input type="checkbox"/> | 26"   | NC : 6500, 6520, 6550, 6630, 6640, 6650, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950       | 435,07      | 459,00 |       |
| <b>Type des roues arrière</b>   |                          |   |   |             |        |       |
| DHA6500   | <input type="checkbox"/> | Roues Actives 24" (jante, moyeu et rayonnage radial noir - <b>main-courante aluminium</b> , revêtement au choix - par défaut pneus moyenne pression 7,5 bars) | 24" NC : toutes les mains-courantes, 6900, 6910   | ◆           | ◆      |       |
| DHA6510   | <input type="checkbox"/> | küschall moyeu Starec (jante noire et moyeu naturel, rayonnage argenté croisé)  | 22", 24", 26"   | ○           | ○      |       |
| DHA6520   | <input type="checkbox"/> | High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noir)  | 24", 25" NC : 6650  | 448,34      | 473,00 |       |
| DHA6550   | <input type="checkbox"/> | Spinergy LXX (jante, moyeu et rayonnage radial noir)  | 24", 25" NC : 6650  | 649,29      | 685,00 |       |
| <b>Pneus arrière</b>  |                          |   |   |             |        |       |
| DHA6600   | <input type="checkbox"/> | Pneu noir et gris <b>Schwalbe Rightrun</b>  | 22", 24", 25", 26"  | ◆           | ◆      |       |



5000




5200 / 5250 / 5450 / 5500




5350




5050 / 5300



6300

| Küschall® Champion   |                          |  |  | Euros       |        |       |
|--|--------------------------|--|--|-------------|--------|-------|
|  |                          |  |  | Prix Public |        | LPPR* |
|  |                          |  |  | HT          | TTC    |       |
| DHA6620  | <input type="checkbox"/> | Pneu noir <b>Schwalbe Marathon Plus</b> (protection anti-crevaison SmartGuard)   | 24", 25", 26"  | 60,66       | 64,00  |       |
| DHA6630  | <input type="checkbox"/> | Pneu noir <b>Schwalbe One</b> (protection anti-crevaison V-Guard)  | 24", 25"   | 60,66       | 64,00  |       |
| DHA6640  | <input type="checkbox"/> | Pneu moyenne pression à crampons 7 bar (110 psi) pour 24" et 4,5 bar pour 22" x 1.3/8"   | 22", 24"   | ○           | ○      |       |
| DHA6650  | <input type="checkbox"/> | Bandage à crampons, gris   | 24"  | 55,92       | 59,00  |       |
| <b>Mains-courantes</b>   |                          |  |  |             |        |       |
| DHA6700  | <input type="checkbox"/> | Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm  | 22", 24", 26"  | 120,38      | 127,00 |       |
| DHA6710  | <input type="checkbox"/> | Acier inoxydable, écartement 30 mm   | 24", 26"   | 95,73       | 101,00 |       |
| DHA6720  | <input type="checkbox"/> | Titane, écartement 30 mm   | 24"  | 233,18      | 246,00 |       |
| DHA6730  | <input type="checkbox"/> | Titane, livré avec écartement 40 mm, réglable à 30 mm  | 24"  | 233,18      | 246,00 |       |
| DHA6740  | <input type="checkbox"/> | <b>Carbolife Gekko L</b> , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)     | 24", 25"   | 313,74      | 331,00 |       |
| DHA6750  | <input type="checkbox"/> | <b>Carbolife Gekko S</b> , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm                                    | 24", 25"   | 313,74      | 331,00 |       |
| DHA6760  | <input type="checkbox"/> | <b>Carbolife Curve L</b> , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+15 mm de largeur hors-tout) | 24"  | 237,91      | 251,00 |       |
| DHA6770  | <input type="checkbox"/> | <b>Carbolife Quadro</b> , avec profil ergonomique et anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm              | 24"  | 313,74      | 331,00 |       |
| DHA6780  | <input type="checkbox"/> | Aluminium anodisé Light, écartement 30 mm  | 22", 24", 25", 26"                                       | ◆           | ◆      |       |
| DHA6790  | <input type="checkbox"/> | Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm  | 22", 24", 25", 26"                                       | ○           | ○      |       |
| DHA6800  | <input type="checkbox"/> | Aluminium anodisé Light, livré écartement 40 mm, réglable à 30 mm  | 22", 24", 25", 26"                                       | ○           | ○      |       |
| <b>Carrossage de la roue arrière</b>   |                          |  |  |             |        |       |
| DHA6820  | <input type="checkbox"/> | 0°   |  | ◆           | ◆      |       |
| DHA6830  | <input type="checkbox"/> | 1°   | NC : 6950  | ○           | ○      |       |
| DHA6840  | <input type="checkbox"/> | 3°   | NC : 6950, 7230  | ○           | ○      |       |
| <b>Protège-rayons, la paire</b>  |                          |  |  |             |        |       |
| DHA6900  | <input type="checkbox"/> | Transparent  | 22", 24", 26"  | 168,72      | 178,00 |       |
| DHA6910  | <input type="checkbox"/> | Noir                                        | 22", 24", 26"  | 168,72      | 178,00 |       |
| <b>Motorisations alber (uniquement avec carrossage 0° et roulettes anti-basculer alber). Garde-boue amovibles en carbone à privilégier : plus larges et plus couvrants.</b>  |                          |  |  |             |        |       |
| DHA6950  | <input type="checkbox"/> | Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber <b>e-motion M25</b> (inclus 2 roulettes anti-basculer alber)         | Uniquement avec roues 24"<br>NC : 7500, 7510, 7520, 8200 | 538,39      | 568,00 |       |
| <b>Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même revêtement que les roues motorisées.</b> |                          |  |  |             |        |       |
| <b>Clips de maintien</b>   |                          |  |  |             |        |       |
| DHA7000  | <input type="checkbox"/> | Scratch pour maintenir le fauteuil plié  |  | ○           | ○      |       |



6600 6640 6620



6630



6790 6760



6700 6710



6720











6740



6900



6910

| Küschall® Champion   |                          |  |                             | Euros       |        |       |   |                    |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-------------|--------|-------|---|--------------------|
|  |                          |  |                             | Prix Public |        | LPPR* |   |                    |
|  |                          |  |                             | HT          | TTC    |       |   |                    |
| DHA7010  | <input type="checkbox"/> | Clips pour maintenir le fauteuil plié  |                             | ◆           | ◆      |       |    | 7010               |
| <b>Sangle d'ouverture du châssis</b>   |                          |  |                             |             |        |       |   |                    |
| DHA7100  | <input type="checkbox"/> | Sangle pour ouvrir le châssis depuis l'avant du fauteuil   |                             | ◆           | ◆      |       |    | 7100               |
| <b>Freins</b>  |                          |  |                             |             |        |       |   |                    |
| DHA7200  | <input type="checkbox"/> | A tirer  |                             | ○           | ○      |       |   |                    |
| DHA7210  | <input type="checkbox"/> | Standards à pousser leviers courbés  |                             | ◆           | ◆      |       |   |                    |
| DHA7220  | <input type="checkbox"/> | Standards à pousser leviers droits   |                             | ○           | ○      |       |   | 7210 7230          |
| DHA7230  | <input type="checkbox"/> | Performance  | NC : 7300, 7810, 7820, 7830 | 65,40       | 69,00  |       |   |                    |
| DHA7250  | <input type="checkbox"/> | Actifs légers  |                             | 122,27      | 129,00 |       |    | 7250               |
| <b>Leviers de freins rallongés</b>   |                          |  |                             |             |        |       |   |                    |
| DHA7300  | <input type="checkbox"/> | Leviers de freins rallongés (pour freins leviers droits uniquement)  |                             | 65,40       | 69,00  |       |   |                    |
| <b>OPTIONS DE SECURITE</b>   |                          |  |                             |             |        |       |   |                    |
| Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-basculer, tubes basculeurs, porte-canne ou roues de transit |                          |  |                             |             |        |       |   |                    |
| <b>Roulettes anti-basculer</b>   |                          |  |                             |             |        |       |   |                    |
| DHA7500  | <input type="checkbox"/> | Droite   | NC : 8300                   | 109,95      | 116,00 |       |    |                    |
| DHA7510  | <input type="checkbox"/> | Gauche   | NC : 8300                   | 109,95      | 116,00 |       |   |                    |
| DHA7520  | <input type="checkbox"/> | Droite et gauche   |                             | 219,91      | 232,00 |       |   |                    |
| <b>Ceintures</b>   |                          |  |                             |             |        |       |   |                    |
| DHA7800  | <input type="checkbox"/> | Ceinture de maintien, fermeture à boucle   |                             | 36,97       | 39,00  |       |   |                    |
| DHA7810  | <input type="checkbox"/> | Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max utilisateur 25 - 50 kg                            |                             | 169,67      | 179,00 |       |   |                    |
| DHA7820  | <input type="checkbox"/> | Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max utilisateur 50 - 75 kg                              |                             | 188,63      | 199,00 |       |   |                    |
| DHA7830  | <input type="checkbox"/> | Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™ - poids max utilisateur 50 - 100 kg                              |                             | 198,10      | 209,00 |       |   | 7810 / 7820 / 7830 |
| <b>Catadioptres</b>  |                          |  |                             |             |        |       |   |                    |
| DHA7900  | <input type="checkbox"/> | Montés sur les roues   |                             | 18,01       | 19,00  |       |   |                    |
| <b>AUTRES OPTIONS</b>  |                          |  |                             |             |        |       |   |                    |
| <b>Protections de châssis</b>  |                          |  |                             |             |        |       |   |                    |
| DHA8010  | <input type="checkbox"/> | Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire   |                             | 37,91       | 40,00  |       |   |                    |
| <b>Tube basculeur</b>  |                          |  |                             |             |        |       |   |                    |
| DHA8100  | <input type="checkbox"/> | Tube-basculeur à droite  |                             | 55,92       | 59,00  |       |   |                    |
| <b>Porte-canne</b>   |                          |  |                             |             |        |       |   |                    |
| DHA8200  | <input type="checkbox"/> | Porte canne à droite   |                             | 55,92       | 59,00  |       |   |                    |
| <b>Roues de transit</b>  |                          |  |                             |             |        |       |   |                    |
| DHA8300  | <input type="checkbox"/> | Roues de Transit 3" (option 7520 obligatoire : roulettes anti-basculer des 2 côtés)  |                             | 254,03      | 268,00 |       |   |                    |
| <b>Autres</b>  |                          |  |                             |             |        |       |   |                    |
| DHA8500  | <input type="checkbox"/> | Pompe  |                             | 27,49       | 29,00  |       |  | 8550               |
| DHA8550  | <input type="checkbox"/> | Trousse à outils   |                             | 18,01       | 19,00  |       |   |                    |
| DHA8680  | <input type="checkbox"/> | Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, mains-courantes aluminium anodisé et paires d'axes à démonatage rapide) et son sac de transport |                             | 545,02      | 575,00 |       |  | 8680               |
| DHA8700  | <input type="checkbox"/> | Sac de transport pour fauteuil <b>Champion</b> complet   |                             | 355,45      | 375,00 |       |   |                    |
| DHA8650  | <input type="checkbox"/> | Sac de transport des roues arrière (22", 24", 25", 26")  | <b>NOUVEAU</b>              | 54,98       | 58,00  |       |   |                    |
| DHA8750  | <input type="checkbox"/> | Sac de transport pour <b>Champion SK</b> avec châssis avant rabattable (déconseillé si : garde-boue fixes, poignées non rabattables ou réglables en hauteur)   |                             | 419,91      | 443,00 |       |  | 8700               |
| DHA8800  | <input type="checkbox"/> | Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®  |                             | 90,05       | 95,00  |       |   |                    |
| DHA8850  | <input type="checkbox"/> | Sac Mobility Bodypoint®  |                             | 90,05       | 95,00  |       |   |                    |
| Küschall® Champion   |                          |  |                             | Euros       |        |       |   |                    |
|  |                          |  |                             | Prix Public |        | LPPR* |   |                    |
|  |                          |  |                             | HT          | TTC    |       |   |                    |

Pente d'assise en fonction du type de châssis








Tableau 1 : Position palette monobloc selon angle de châssis et taille des roues avant

| Angle d'assise<br>(différence entre<br>FSTF et RSTF) | Palette 1/3 vers l'arrière |    |    |          |    |    | Palette 1/3 vers l'avant |    |    |          |    |    |   |   |
|--|----------------------------|----|----|----------|----|----|--------------------------|----|----|----------|----|----|---|---|
|  | SD340 - SD380              |    |    | SD ≥ 400 |    |    | SD340 - SD380            |    |    | SD ≥ 400 |    |    |   |   |
|  | 3"                         | 4" | 5" | 3"       | 4" | 5" | 3"                       | 4" | 5" | 3"       | 4" | 5" |   |   |
| Châssis 75°  | 0 mm                       |    |    |          |    |    |                          |    |    | x        | x  |    | x | x |
|  | 10 mm                      |    |    |          |    |    |                          |    |    |          |    |    |   | x |
|  | 20 mm                      |    |    |          |    |    |                          |    |    |          |    |    |   | x |
|  | 30 mm                      |    |    |          |    |    |                          |    |    |          |    |    |   | x |
|  | 40 mm                      |    |    |          |    |    |                          |    |    |          |    |    |   | x |
|  | 50 mm                      |    |    |          |    |    |                          |    |    |          |    |    |   | x |
|  | 60 mm                      |    |    |          |    |    |                          |    |    |          |    |    |   | x |
|  | 70 mm                      |    |    |          |    |    |                          |    |    |          |    |    |   | x |
| Châssis 90°  | 30 mm                      |    |    | x        |    |    | x                        | x  | x  | x        | x  | x  | x | x |
|  | 40 mm                      |    |    | x        |    |    | x                        | x  | x  | x        | x  | x  | x | x |
|  | 50 mm                      |    |    | x        |    |    | x                        | x  | x  | x        | x  | x  | x | x |
|  | 60 mm                      |    |    | x        |    |    | x                        | x  | x  | x        | x  | x  | x | x |
|  | 70 mm                      |    |    | x        |    |    | x                        | x  | x  | x        | x  | x  | x | x |
|  | 80 mm                      |    |    | x        |    |    | x                        | x  | x  | x        | x  | x  | x | x |
|  | 90 mm                      |    |    | x        |    |    | x                        | x  | x  | x        | x  | x  | x | x |
|  | 100 mm                     |    |    | x        |    |    | x                        | x  | x  | x        | x  | x  | x | x |

Tableau 2 : Hauteur d'assise avant selon le type de châssis et la taille des roues avant

| FSTF        | Châssis long  |    |    |          |    |    | Châssis court |    |    |          |    |    |   |
|-------------|---------------|----|----|----------|----|----|---------------|----|----|----------|----|----|---|
|             | SD340 - ST380 |    |    | SD ≥ 400 |    |    | SD340 - ST380 |    |    | SD ≥ 400 |    |    |   |
|             | 3"            | 4" | 5" | 3"       | 4" | 5" | 3"            | 4" | 5" | 3"       | 4" | 5" |   |
| Châssis 75° | 540           | x  | x  |          |    |    | x             | x  | x  | x        | x  | x  | x |
|             | 530           | x  | x  |          |    |    | x             | x  | x  | x        | x  | x  | x |
|             | 520           |    |    |          |    |    | x             | x  | x  | x        | x  | x  | x |
|             | 510           |    |    |          |    |    | x             | x  | x  | x        | x  | x  | x |
|             | 500           |    |    |          |    |    | x             | x  | x  | x        | x  | x  | x |
|             | 490           |    |    |          |    |    | x             | x  | x  | x        | x  | x  | x |
|             | 480           |    |    |          |    |    | x             | x  | x  | x        | x  | x  | x |
|             | 470           |    |    |          |    |    |               |    |    |          |    |    |   |
| Châssis 90° | 460           |    |    |          |    |    |               |    |    |          |    |    |   |
|             | 450           |    |    |          |    |    |               |    |    |          |    |    |   |
|             | 540           | x  | x  |          |    |    | x             | x  | x  | x        | x  | x  | x |
|             | 530           | x  | x  |          |    |    | x             | x  | x  | x        | x  | x  | x |
|             | 520           |    |    |          |    |    | x             | x  | x  | x        | x  | x  | x |
|             | 510           |    |    |          |    |    | x             | x  | x  | x        | x  | x  | x |
|             | 500           |    |    |          |    |    | x             | x  | x  | x        | x  | x  | x |
|             | 490           |    |    |          |    |    | x             | x  | x  | x        | x  | x  | x |
| Châssis 90° | 480           |    |    |          |    |    | x             | x  | x  | x        | x  | x  | x |
|             | 470           |    |    |          |    |    |               |    |    |          |    |    |   |
|             | 460           |    |    |          |    |    |               |    |    |          |    |    |   |
|             | 450           |    |    |          |    |    |               |    |    |          |    |    |   |

Rampes en accessoire

|         |                          |  |  |          |          |  |
|---------|--------------------------|--|--|----------|----------|--|
| 1440530 | <input type="checkbox"/> | <b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b><br>Dimensions repliée : 2000 x 820 mm<br>16,3 kg - capacité maximum : 300 kg   |  | 1 787,68 | 1 886,00 |   |
| 1654128 | <input type="checkbox"/> | <b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b><br>Dimensions repliée : 1210 x 194 mm<br>8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg            |  | 298,58   | 315,00   |   |
| 1654129 | <input type="checkbox"/> | <b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b><br>Dimensions repliée : 870 x 237 mm<br>13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg |  | 559,24   | 590,00   |   |
| 1654130 | <input type="checkbox"/> | <b>Mono rampe pliante en aluminium</b><br>Dimensions repliée : 1824 x 714 mm<br>13,9 kg - capacité maximum : 300 kg  |  | 317,54   | 335,00   |  |