



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



NOUVEAU
VERSION 2.0



Küschall The KSL



CE

Date :

Fauteuil manuel en aluminium actif et léger, châssis rigide, dossier rabattable et réglable en angle

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Châssis en aluminium avec tubes hydroformés
- Kit de personnalisation avec décalcomanies premium
- Poids max utilisateur : 100 kg
- Poids complet : à partir de 6,8 kg.
- Poids de transport : à partir de 4,3 kg.
- Garantie : 2 ans hors pièces d'usure

Découvrez le nouveau configurateur visuel et réalisez votre configuration !

⚠ Notez que la prescription de ce fauteuil roulant n'exclut pas la prescription d'un fauteuil roulant verticalisateur, inscrit sur la LPPR.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.


Gagnez du temps : utilisez notre configurateur en ligne pour éliminer les non-compatibilités de premier niveau !

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Option sans supplément de prix


Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

			Euros		
			Prix Public	LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
DSA0100	<input type="checkbox"/> küschall® The KSL - Dossier fixe Code LPPR 9124749		4 066,35	4 290,00	558,99
DSA0120	<input type="checkbox"/> küschall® The KSL - Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise + 20 mm de largeur hors tout - Code LPPR 9124749		4 255,92	4 490,00	558,99
FABRICATION SPECIALE					
DSA0000	<input type="checkbox"/> Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema		Sur devis		
TYPE D'ASSISE					
Châssis					
DSA1000	<input type="checkbox"/> Châssis Aluminium, potences 75°		◆	◆	
DSA1010	<input type="checkbox"/> Châssis Aluminium avant rétréci 75°		○	○	
DSA1020	<input type="checkbox"/> Châssis Aluminium, potences 90°	NC : 5300, 5350, 5400, 5500	○	○	
DSA1030	<input type="checkbox"/> Châssis Aluminium avant rétréci 90°	NC : 5300, 5350, 5400, 5500	182,94	193,00	
	<input type="checkbox"/> Barre de préhension sous l'assise		Sur devis		
Largeur d'assise (SW)					
DSA1315	<input type="checkbox"/> 340 mm	NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746	○	○	
DSA1320	<input type="checkbox"/> 360 mm	NC : 2742, 2744, 2746	○	○	
DSA1325	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 2744	○	○	
DSA1330	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 2740, 2744	○	○	
DSA1335	<input type="checkbox"/> 420 mm	NC : 2740	○	○	
DSA1340	<input type="checkbox"/> 440 mm	NC : 2740, 2742	○	○	
Profondeur d'assise (SD)					
DSA1430	<input type="checkbox"/> 385 mm	NC : 2720, 2730, 2744, 7810, 7820, 7830	○	○	
DSA1440	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC : 2746	◆	◆	
DSA1455	<input type="checkbox"/> 435 mm	NC : 2740, 2742	○	○	
DSA1470	<input type="checkbox"/> 460 mm	NC : 2740, 2742, 2744	○	○	
DSA1485	<input type="checkbox"/> 485 mm	NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746	○	○	



Küschall® THE KSL				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Hauteur de dossier (BH)						
DSA1600	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier selon dossier Matrx choisi	NC : 2200, 2210, 2200, 2230	○	○	
DSA1605	<input type="checkbox"/>	270 mm	NC : 2210, 2240	○	○	
DSA1610	<input type="checkbox"/>	285 mm	NC : 2210, 2240	○	○	
DSA1615	<input type="checkbox"/>	300 mm	NC : 2240	◆	◆	
DSA1620	<input type="checkbox"/>	315 mm	DSA1625 <input type="checkbox"/> 330 mm	NC : 2240	○	○
DSA1630	<input type="checkbox"/>	345 mm	DSA1635 <input type="checkbox"/> 360 mm	NC : 2240	○	○
DSA1640	<input type="checkbox"/>	375 mm	DSA1645 <input type="checkbox"/> 390 mm	NC : 2240	○	○
DSA1650	<input type="checkbox"/>	405 mm	DSA1655 <input type="checkbox"/> 420 mm	NC : 2240	○	○
Hauteur d'assise avant (FSTF) - cf tableau 1 des compatibilités roues avant et hauteur d'assise avant						
DSA1740	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 6420	○	○	
DSA1745	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 1845, 1850, 1855, 1860	○	○	
DSA1750	<input type="checkbox"/>	470 mm	NC : 1850, 1855, 1860	○	○	
DSA1755	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 1855, 1860	○	○	
DSA1760	<input type="checkbox"/>	490 mm	NC : 1860	◆	◆	
DSA1765	<input type="checkbox"/>	500 mm		○	○	
DSA1770	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 1820	○	○	
DSA1775	<input type="checkbox"/>	520 mm	NC : 1820, 1825	○	○	
DSA1780	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC : 1820, 1825, 1830, 6410	○	○	
Hauteur d'assise arrière (RSTF) FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 20 mm						
DSA1820	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 6420	○	○	
DSA1825	<input type="checkbox"/>	410 mm		○	○	
DSA1830	<input type="checkbox"/>	420 mm		○	○	
DSA1835	<input type="checkbox"/>	430 mm		◆	◆	
DSA1840	<input type="checkbox"/>	440 mm	DSA1845 <input type="checkbox"/> 450 mm	○	○	
DSA1850	<input type="checkbox"/>	460 mm	DSA1855 <input type="checkbox"/> 470 mm	○	○	
DSA1860	<input type="checkbox"/>	480 mm		○	○	
Distance (UL) fauteuil						
Avec châssis 75°: FSTF - 100 mm < UL < FSTF - 30 mm						
Avec châssis 90° FSTF - 80 mm < UL ≤ FSTF - 40 mm						
DSA1930	<input type="checkbox"/>	350 mm		○	○	
DSA1932	<input type="checkbox"/>	360 mm	DSA1934 <input type="checkbox"/> 370 mm	○	○	
DSA1936	<input type="checkbox"/>	380 mm	DSA1938 <input type="checkbox"/> 390 mm	○	○	
DSA1940	<input type="checkbox"/>	400 mm	DSA1942 <input type="checkbox"/> 410 mm	○	○	
DSA1944	<input type="checkbox"/>	420 mm		○	○	
DSA1946	<input type="checkbox"/>	430 mm		◆	◆	
DSA1948	<input type="checkbox"/>	440 mm	DSA1950 <input type="checkbox"/> 450 mm	○	○	
DSA1952	<input type="checkbox"/>	460 mm	DSA1954 <input type="checkbox"/> 470 mm	○	○	
DSA1956	<input type="checkbox"/>	480 mm	DSA1958 <input type="checkbox"/> 490 mm	○	○	
DSA1960	<input type="checkbox"/>	500 mm		○	○	
TYPE DE DOSSIER						
Garniture de dossier						
DSA2200	<input type="checkbox"/>	Standard, avec capitonnage mousse	NC : 2300, 2305, 2310, 2315	◆	◆	
DSA2210	<input type="checkbox"/>	Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)	NC : 2300, 2305, 2310, 2315	149,76	158,00	
DSA2220	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette	NC : 2300, 2305, 2310, 2315	○	○	
DSA2230	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300, 2305, 2310, 2315	218,01	230,00	
DSA2240	<input type="checkbox"/>	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrx commandé	NC : 2410, 2420, 2450	○	○	
Dossiers Matrx - La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. Délai supplémentaire + 5 jours). Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
DSA2300	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2410, 2420, 2450	882,46	931,00	838,47*
DSA2305	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2410, 2420, 2450	882,46	931,00	838,47*
DSA2310	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2410, 2420, 2450	882,46	931,00	838,47*
DSA2315	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2410, 2420, 2450	882,46	931,00	838,47*
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.						

UL fauteuil =
UL patient -
épaisseur coussin



MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !



2300, 2305, 2310, 2315


Küschall® THE KSL				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Poignées à pousser						
DSA2400	<input type="checkbox"/>	Sans poignée		◆	◆	
DSA2410	<input type="checkbox"/>	Standards courtes		○	○	
DSA2420	<input type="checkbox"/>	Standards longues		○	○	
DSA2440	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, intégrées		214,22	226,00	
DSA2450	<input type="checkbox"/>	Rabattables		179,15	189,00	
Angle de dossier par rapport à l'assise (BA)						
DSA2500	<input type="checkbox"/>	74°	DSA2520	<input type="checkbox"/>	78°	
DSA2540	<input type="checkbox"/>	82°				
DSA2560	<input type="checkbox"/>	86°	DSA2580	<input type="checkbox"/>	90°	
TOILE D'ASSISE						
DSA2600	<input type="checkbox"/>	Standard		◆	◆	
DSA2630	<input type="checkbox"/>	Toile Air Light	- 60 g	55,92	59,00	
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin d'assise						
DSA2700	<input type="checkbox"/>	Coussin standard - basse en mousse haute résilience, couche supérieure en mousse viscoélastique - H: 60 mm		84,36	89,00	838,47*
DSA2710	<input type="checkbox"/>	Coussin Flo-Tech Lite - H : 75 mm	NOUVEAU	103,32	109,00	838,47*
DSA2720	<input type="checkbox"/>	Coussin Matrx Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante)	NC : largeur 360 mm possible uniquement avec profondeur 410 et 435 mm	293,84	310,00	838,47*
DSA2730	<input type="checkbox"/>	Coussin Matrx Vi (housse Mesh micro-aérée noire)	NC : largeur 360 mm possible uniquement avec profondeur 410 et 435 mm	293,84	310,00	838,47*
DSA2740	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 375mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677		76,78	81,00	81,00
DSA2742	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 405mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NOUVEAU	65,40	69,00	69,00
DSA2744	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 430 mm x 430mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864		65,40	69,00	69,00
DSA2746	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 455mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679		76,78	81,00	81,00
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.						
REPOSE-PIEDS						
Repose-pieds / palette monobloc						
DSA3200	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds en aluminium avec tubes hydroformés - surface plane pour les pieds	NOUVEAU		○	○
DSA3210	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds en titane (-145 g)		◆	◆	
DSA3220	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc en carbone réglable en angle	NC : 3290	222,75	235,00	
Socle plastique vissé pour repose-pieds						
DSA3290	<input type="checkbox"/>	Socle plastique vissé pour repose-pieds		95,73	101,00	
Sangles						
DSA3300	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis		◆	◆	
DSA3305	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnées derrière les potences	NOUVEAU	65,40	69,00	
GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS						
DSA3410	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements fixes en carbone		◆	◆	
DSA3430	<input type="checkbox"/>	Garbe-boue fixes en carbone	NC : 7230	74,88	79,00	



2450

Angle de dossier

BA



2600

2630



2700



2710



2720



2730

2740 / 2742
2744 / 2746

3200



3210



3305

Küschall® THE KSL			Euros			
			Prix Public		LPPR*	
			HT	TTC		
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION						
Coloris de châssis NOUVEAU						
DSA4000	<input type="checkbox"/>	Noir Spatial		○	○	
DSA4010	<input type="checkbox"/>	Gris Anthracite		○	○	
DSA4020	<input type="checkbox"/>	Blanc Eclatant	NC : 4220	○	○	
DSA4030	<input type="checkbox"/>	Rouge Carmin		○	○	
DSA4040	<input type="checkbox"/>	Bleu Azur		○	○	
DSA4100	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant	NC : 4190	312,80	330,00	
DSA4110	<input type="checkbox"/>	Gris Ferrite	NC : 4190	312,80	330,00	
DSA4120	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise Métalisé	NC : 4190	312,80	330,00	
DSA4130	<input type="checkbox"/>	Gris Argent	NC : 4190	312,80	330,00	
DSA4140	<input type="checkbox"/>	Bleu Royal	NC : 4190	312,80	330,00	
DSA4150	<input type="checkbox"/>	Rouge Rubis	NC : 4190	312,80	330,00	
DSA4160	<input type="checkbox"/>	Gris Fumé	NC : 4190	312,80	330,00	
DSA4170	<input type="checkbox"/>	Orange Dynamite	NC : 4190	312,80	330,00	
DSA4180	<input type="checkbox"/>	Vert Fôret	NC : 4190	312,80	330,00	
DSA4050	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial	NC : 4190	Sur devis		
Arrêt de ces 3 coloris de châssis le 31/12/2020						
Style de décalcomanie NOUVEAU						
DSA4190	<input type="checkbox"/>	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis et sous le module d'assise	NC : 4300, 4310	93,84	99,00	
DSA4195	<input type="checkbox"/>	Tag (Elégance) : Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE	NC : 4200 à 4250	◆	◆	
Coloris de la décalcomanie Bold						
DSA4200	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
DSA4210	<input type="checkbox"/>	Gris Foncé		○	○	
DSA4220	<input type="checkbox"/>	Gris Clair		○	○	
DSA4230	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
DSA4240	<input type="checkbox"/>	Bleu		○	○	
DSA4250	<input type="checkbox"/>	Doré		○	○	
Coloris de la décalcomanie Tag						
DSA4300	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
DSA4310	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
Roues avant						
DSA5000	<input type="checkbox"/>	3" Supersport		○	○	
DSA5050	<input type="checkbox"/>	4" Every day - bandage noir		◆	◆	
DSA5100	<input type="checkbox"/>	4" Bandage Soft noir		○	○	
DSA5150	<input type="checkbox"/>	4" Starec, bandage noir, jante noire		64,45	68,00	
DSA5200	<input type="checkbox"/>	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire		102,37	108,00	
DSA5250	<input type="checkbox"/>	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		102,37	108,00	
DSA5300	<input type="checkbox"/>	5" Every day - bandage noir		○	○	
DSA5350	<input type="checkbox"/>	5" Bandage Soft noir		○	○	
DSA5400	<input type="checkbox"/>	5" Starec, bandage noir, jante noire		87,20	92,00	
DSA5450	<input type="checkbox"/>	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire		125,12	132,00	
DSA5500	<input type="checkbox"/>	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		125,12	132,00	
ROUES ARRIERE						
Position des roues arrière (distance X sur le dessin)						
DSA6100	<input type="checkbox"/>	140 mm (position 1 sur le K-Series)		○	○	
DSA6110	<input type="checkbox"/>	125 mm (position 2 sur le K-Series)		○	○	
DSA6120	<input type="checkbox"/>	110 mm (position 3 sur le K-Series)		◆	◆	
DSA6130	<input type="checkbox"/>	95 mm (position 4 sur le K-Series)		○	○	
DSA6140	<input type="checkbox"/>	80 mm (position 5 sur le K-Series)		○	○	
Carrossage - Barre de carrossage en carbone						
DSA6200	<input type="checkbox"/>	0°		○	○	
DSA6210	<input type="checkbox"/>	3°		◆	◆	
DSA6220	<input type="checkbox"/>	6°	NC : 6950	○	○	
Axes à démontage rapide Tétra-clip						
DSA6300	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide Tetra-clip	NC : 6550, 6950	121,33	128,00	

Délai supplémentaire + 10 jours



BOLD



TAG



5000




5200 / 5250 / 5450 / 5500



5350



5050 / 5300



6300

Küschall® THE KSL				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Diamètre des roues arrière (voir les diamètres possibles par roue dans Type des roues arrière)						
DSA6410	<input type="checkbox"/>	24"		◆	◆	
DSA6420	<input type="checkbox"/>	25"	NC : 6610, 6700, 6710, 6720, 6730, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○	○	
Type des roues arrière						
DSA6520	<input type="checkbox"/>	High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noir)	24", 25"	NC : 6650, 6660, 6670	◆	◆
DSA6550	<input type="checkbox"/>	Spinergy LXX (jante, moyeu et rayonnage radial noir)	24", 25"	NC : 6650, 6660, 6670	649,29	685,00
Pneus arrière						
DSA6600	<input type="checkbox"/>	Pneu noir et gris Schwalbe Rightrun	24", 25"		○	○
DSA6610	<input type="checkbox"/>	Pneu noir et bleu Schwalbe Rightrun (protection anticrevaision K-Guard avec kevlar)	24"		60,66	64,00
DSA6620	<input type="checkbox"/>	Pneu noir Schwalbe Marathon Plus (protection anti-crevaision SmartGuard)	24", 25"	NC : 6680	○	○
DSA6630	<input type="checkbox"/>	Pneu noir Schwalbe One (protection anti-crevaision V-Guard)	24", 25"		◆	◆
Mains-courantes						
DSA6700	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"		120,38	127,00
DSA6710	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable, écartement 30 mm	24"		95,73	101,00
DSA6720	<input type="checkbox"/>	Titane, écartement 30 mm	24"		233,18	246,00
DSA6730	<input type="checkbox"/>	Titane, livré avec écartement 40 mm, réglable à 30 mm	24"		233,18	246,00
DSA6740	<input type="checkbox"/>	Carbolife Gekko L , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24", 25"		313,74	331,00
DSA6750	<input type="checkbox"/>	Carbolife Gekko S , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24", 25"	NOUVEAU	313,74	331,00
DSA6760	<input type="checkbox"/>	Carbolife Curve L , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+15 mm de largeur hors-tout)	24"		237,91	251,00
DSA6770	<input type="checkbox"/>	Carbolife Quadro , avec profil ergonomique et anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"	NOUVEAU	313,74	331,00
DSA6780	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, écartement 30 mm	24", 25"		◆	◆
DSA6790	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	24", 25"		○	○
DSA6800	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, livré écartement 40 mm, réglable à 30 mm	24", 25"		○	○



6610



6630



6790 6760



6700 6710



6720




6740

Küschall® THE KSL					Euros																								
					Prix Public		LPPR*																						
					HT	TTC																							
Protège-rayons, la paire																													
DSA6900	<input type="checkbox"/>	Transparent	24", 26"		168,72	178,00																							
DSA6910	<input type="checkbox"/>	Noir	24", 26"		168,72	178,00																							
Motorisations alber (uniquement avec roulettes anti-bascule alber)																													
DSA6950	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber twion et e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber)	Uniquement avec roues 24" NC : 7500, 7510, 7520		538,39	568,00																							
Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même revêtement que les roues motorisées.																													
Freins																													
DSA7210	<input type="checkbox"/>	Standards à pousser leviers courbés			◆	◆																							
DSA7230	<input type="checkbox"/>	Performance			65,40	69,00																							
DSA7250	<input type="checkbox"/>	Actifs légers NOUVEAU			122,27	129,00																							
OPTIONS DE SECURITE																													
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-bascule, porte-canne ou roues de transit																													
Roulettes anti-bascule																													
DSA7500	<input type="checkbox"/>	Droite			109,95	116,00																							
DSA7510	<input type="checkbox"/>	Gauche			109,95	116,00																							
DSA7520	<input type="checkbox"/>	Droite et gauche			219,91	232,00																							
Ceintures																													
DSA7800	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien, fermeture à boucle			36,97	39,00																							
DSA7810	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max util. 25 - 50 kg	NOUVEAU		169,67	179,00																							
DSA7820	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max util. 50-75 kg	NOUVEAU		188,63	199,00																							
DSA7830	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™ - poids max util. 50 - 100 kg	NOUVEAU		198,10	209,00																							
Catadioptres																													
DSA7900	<input type="checkbox"/>	Montés sur les roues			18,01	19,00																							
AUTRES OPTIONS																													
Protections de châssis																													
DSA8010	<input type="checkbox"/>	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire			37,91	40,00																							
Autres																													
DSA8500	<input type="checkbox"/>	Pompe	NOUVEAU		27,49	29,00																							
DSA8550	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils			18,01	19,00																							
DSA8650	<input type="checkbox"/>	Sac de transport des roues arrière (24", 25")			54,98	58,00																							
DSA8680	<input type="checkbox"/>	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, MC aluminium anodisé et paires d'axes à démontage rapide) et son sac de transport			545,02	575,00																							
DSA8800	<input type="checkbox"/>	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®	NOUVEAU		90,05	95,00																							
DSA8850	<input type="checkbox"/>	Sac Mobility Bodypoint®			90,05	95,00																							
Récapitulatif des mesures :																													
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MESURES PERSONNALISEES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SW</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ST = SD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RW = BH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FSTF = SHV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RSTF = SHh</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BA = RW</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poids utilisateur</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Taille utilisateur</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				MESURES PERSONNALISEES		SW		ST = SD		RW = BH		FSTF = SHV		RSTF = SHh		UL		BA = RW		X		Poids utilisateur		Taille utilisateur	
MESURES PERSONNALISEES																													
SW																													
ST = SD																													
RW = BH																													
FSTF = SHV																													
RSTF = SHh																													
UL																													
BA = RW																													
X																													
Poids utilisateur																													
Taille utilisateur																													



Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise. **6 positions par paliers de 15 mm**



Küschall® THE KSL			Euros		
			Prix Public		LPPR*
			HT	TTC	
Rampes en accessoire					
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 820 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	298,58	315,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité max. : 260 kg	559,24	590,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	317,54	335,00	 1654130